

# PHILIPS

# AVENT

## Großes Massagekissen

Komfortmilchp. mit univers.  
Passform



SCF167/01



## Optimale Größe, maximaler Komfort

### Milchpumpe mit breiterem Trichter

Dieses weiche Massagekissen mit breiterem Trichter ist speziell für Mütter mit größeren Brustwarzen entwickelt worden. Sie kann mit den Philips Avent Comfort Milchpumpen verwendet werden. Die folgenden Bilder helfen Ihnen bei der Entscheidung, ob Sie das größere Brustpumpenkissen benötigen.

#### **Komfortables Pumpen**

- Breiterer Trichter für komfortablen Sitz
- Passt in alle Milchpumpen des Natural-Sortiments

#### **Prüfen Sie den Sitz für optimalen Komfort**

- Richtiger Sitz: Die Brustwarze sitzt bequem in der Öffnung des Kissens.
- Wählen Sie ein größeres Kissen: Brustwarze berührt die trichterförmige Öffnung

# Besonderheiten

## Großes Milchpumpen-Kissen

Um herauszufinden, welches Milchpumpen-Kissen Sie benötigen, überprüfen Sie, ob Ihre Brustwarze bequem in die trichterförmige Öffnung des Kissens passt. Wenn Ihre Brustwarze an der Öffnung anstößt oder reibt, sollten Sie das große Milchpumpen-Kissen wählen, damit das Abpumpen der Milch für Sie angenehmer ist.

## Optimaler Sitz

Wenn die Brustwarze bequem in der Öffnung des Kissens sitzt, verwenden Sie das Massagekissen in der richtigen Größe.

## Zu kleines Kissen

Wenn Ihre Brustwarze die trichterförmige Öffnung berührt oder dagegen reibt, dann sollten Sie das große Milchpumpen-Kissen mit breitere Öffnung wählen, um ein komfortableres Abpumpen zu garantieren.

## Passt in alle Natural-Milchpumpen

Das große weiche Massagekissen kann mit allen Philips Avent Komfort-Milchpumpen des Natural-Sortiments verwendet werden.

# Daten

## Maskenkissen

**Material:** Silikon, BPA-frei\*

## Ursprungsland

England

## Material

BPA-frei\*

## Lieferumfang

Großes Kissen: 1 Stck.

## Kompatibilität

Kompatibel mit Natural-Sortiment

## Benutzerfreundlichkeit

**Maskenkissen:** Leichte Reinigung, Spülmaschinenfest

## Funktionen

**Weiches Massagekissen:** Sanfte Stimulation

## Entwicklungsstufen

**Stufe:** Schwangerschaft, 0 bis 6 Monate

## Ersatzteil

**Eignet sich für die Produkttypen::** SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

