

PHILIPS

AVENT

Kompakte elektrische Einzelmilchpumpe

Beinhaltet eine Flasche mit
120 ml

 Product Picture

SCF301/02



Kompakt und komfortabel für effektives Abpumpen

Wählen Sie aus 4 Stimulations- und 4 Abpumpeinstellungen, um jedes Abpumpen angenehm und auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt zu gestalten. Dank des leichten, kompakten Designs können Sie auch unterwegs problemlos abpumpen.

Leichtes und kompaktes Design

- Einfaches Abpumpen, zu Hause oder unterwegs
- Batterie- und Netzbetrieb

Verschiedene leicht bedienbare Einstellungen für Ihre Bedürfnisse

- Einmal eingestellt, zukünftig gespeichert
- 4 Stimulations- und 4 Abpumpeinstellungen für optimales Abpumpen

Diskretes und hygienisches Abpumpen

- Diskrete Verwendung tagsüber sowie nachts durch unauffälliges Display mit Hintergrundbeleuchtung sowie leise Geräusche
- Hygienisches Abpumpen

Rhythmic Wave-Technologie

- Ahmt das Saugen von Babys nach

Stimuliert sanft den Milchfluss

- Weiches Massagekissen zur sanften Stimulation des Milchflusses

Besonderheiten

Personalisiertes Abpumpen

Beim Abpumpen ist es wichtig, dass man sich wohl fühlt – und jede Mutter empfindet Komfort anders. Mit dieser Milchpumpe können Sie zwischen 4 Stimulationsmodi und 4 Abpumpeinstellungen wählen und so jedes Abpumpen so effizient und komfortabel wie möglich gestalten.

Einfache Einstellungen

Mütter haben genug zu tun und keine Zeit, sich jedes Mal an die richtigen Einstellungen zu erinnern. Lassen Sie das unsere und nicht Ihre Sorge sein. Ihre einmalig festgelegten Einstellungen sind zukünftig gespeichert – es kann also direkt auf Knopfdruck losgehen. Möchten Sie während des Abpumpens eine Pause einlegen? Drücken Sie einfach die Pause-Taste und anschließend zum Fortfahren die Start-Taste. So einfach!

Weiches Massagekissen

Unsere Milchpumpen sind auf Komfort ausgelegt. Das weiche und samtige Material des Massagekissens fühlt sich warm und beruhigend auf Ihrer Haut an und hilft dabei, den Milchfluss zu stimulieren. Das flexible Material ahmt das natürliche Saugen Ihres Babys nach, um sanft den Milchfluss anzuregen.

Leichtes und kompaktes Design

Durch das leichte und kompakte Design können Sie ganz einfach zu Hause oder unterwegs abpumpen.

Duale Stromversorgung

Das Produkt wird mit Strom betrieben. Für zusätzliche Mobilität können Sie auch Batterien einlegen, um eine kabellose Nutzung zu ermöglichen. Sie können vier nicht aufladbare 1,5-V-AA-Batterien oder vier wiederaufladbare 1,2-V-AA-Batterien einsetzen.

Ahmt das Saugen von Babys nach

Wenn Babys gestillt werden, verfallen Sie in einen bestimmten Rhythmus von 1:1 – saugen, schlucken, atmen. Diese Milchpumpe verfügt über die spezielle Rhythmic Wave-Technologie, die den Saug- und Schluckrhythmus eines Babys im richtigen Verhältnis (1:1) nachahmt, damit schnell und effizient Milch abgegeben wird. Das Abpumpen fühlt sich für Sie also ganz natürlich und angenehm an.

Diskretes Abpumpen

Durch unser praktisches Display mit Hintergrundbeleuchtung können Sie ganz diskret auch nachts abpumpen ohne das Licht einzuschalten. Die leisen Geräusche sorgen dafür, dass niemand etwas mitbekommt oder gestört wird.

Hygienisches Abpumpen

Wir wissen, dass jeder Tropfen zählt – daher fließt die Milch direkt von der Brust in den Behälter, ohne dass etwas in den Schläuchen zurückfließt. Alle Teile, die mit Ihrer Muttermilch in Kontakt kommen, sind aus BPA-freiem Material gefertigt.

Daten

Design

Design der Flasche: Ergonomische Form, Breiter Hals
Design der Milchpumpe: Kompaktes Design

Ursprungsland

China

Material

Flasche: BPA-frei*, Polypropylen
Sauger: BPA-frei*, Silikon
Milchpumpe: BPA-frei* (nur Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen)

Lieferumfang

Verschlussdeckel für Milchaufbewahrung: 1 Stck.
Milchpumpegehäuse: 1 Stck.
Basis inkl. Schlauch: 1 Stck.
Reisedeckel: 1 Stck.
Natural-Flasche, 125 ml: 1 Stck.
Weiches Kissen: 1 Stck.
Trageband: 1 pcs

Benutzerfreundlichkeit

Verwendung der Milchpumpe: Intuitives Zusammensetzen, einfache Reinigung, vollständig kompatible Reihe

Funktionen

Rhythmic Wave-Technologie: Ahmt den Saugrhythmus von Babys nach

Entwicklungsstufen

Stufe: 0–6 Monate

