

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Doppel-Pumpset

SCF162/00

Von der Natur inspiriert

Mehr Milch in kürzester Zeit. Einfach aufbewahren.

Individuelles Hygienezubehör zum Gebrauch mit der elektronischen Philips Avent Doppel-Milchpumpe

Vorteile und Produktmerkmale:

- Superbequem und effizient
- Mehr Milch in kürzerer Zeit

Hilft Ihnen, die Stillzeit zu verlängern

- Mehr Milch, auf natürliche Weise

Stimulieren und Abpumpen

- Weiche Massagekissen regen den natürlichen Milchspendereflex an.
- Vakuum ahmt Babys Saugen nach – für einen gleichmäßigen Milchfluss

Besonderheiten

Sanftes Vakuum

Das sanfte Saugvakuum ahmt das Saugen eines Babys nach, um mit weniger Pumpaufwand einen gleichmäßigen Milchfluss zu erzielen.

Mehr Milch, auf natürliche Weise



Durch das Abpumpen steht Muttermilch selbst dann zur Verfügung, wenn Sie gerade nicht da sind.

Weiche Massagekissen



Patentierete Massagekissen der Philips Avent Milchpumpe ahmen das Saugen des Babys nach und sorgen so für einen schnellen, natürlichen Milchspendereflex.

Mehr Milch in kürzerer Zeit

Das gleichzeitige Abpumpen beider Brüste ist nachweislich effizienter und kann sogar die Milchproduktion steigern. Die elektrische Doppelmilchpumpe von Philips Avent spart Müttern viel Zeit.

Patentiertes ISIS-Massagekissen



Fünf weiche, blütenförmige Massagepolster bewegen sich sanft auf und ab und bewirken zusammen mit dem zuverlässigen Saugvakuum einen schnellen und natürlichen Milchfluss.

Daten

Entwicklungsstufen

Stufe: 0 bis 6 Monate

Ursprungsland

England

Lieferumfang

Deckel für Milch-Mehrwegbecher: 5 pcs

Mehrwegbecher (240 ml): 5 pcs

Lieferumfang

Persönliche Pumpteile: 2 pcs

