

PHILIPS

AVENT

Extractor de leche materna
eléct. sencillo Comfort

Natural

Incluye biberón de 11 ml



SCF332/01



Más comodidad, más leche

Extractor de leche materna con cojín masajeador

Cuando está cómoda y relajada, la leche fluye con más facilidad. Por eso creamos nuestro extractor de leche más cómodo hasta el momento. Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante y deje que nuestro suave cojín masajeador estimule ligeramente el flujo de leche.

Siéntese de manera cómoda sin necesidad inclinarse hacia delante.

- Posición de extracción más cómoda gracias a su diseño único

Combinación sencilla de lactancia por pecho y biberón

- Incluye nuestro biberón y tetina Natural para lograr una sujeción natural

Estimula la bajada y el flujo de leche con cuidado.

- Almohadilla masajeadora suave cálida al tacto

Otros beneficios

- Armado intuitivo. Puede identificar cómo encajan las piezas a simple vista.
- Diseño ligero y compacto
- Compatible con otros productos de lactancia Philips Avent
- Fácil de limpiar gracias a la poca cantidad de piezas separadas
- Operación sencilla con solo tocar un botón

Elija la configuración que más le acomode

- Dispone de un modo de estimulación suave y 3 ajustes de extracción

Destacados

Posición más cómoda



El sacaleches tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche circula directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Sentarse cómodamente y relajarse durante la extracción natural ayuda a que la leche circule con más facilidad.

Ajustes sencillos entre los que elegir

Cuando se enciende, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con mayor comodidad para usted.

Almohadilla masajeadora suave



Nuestra almohadilla masajeadora tiene una textura suave y aterciopelada nueva que proporciona una sensación cálida a la piel para estimular el flujo de leche de manera cómoda y suave. La almohadilla está diseñada para imitar suavemente la succión del bebé y estimular la bajada.

Incluye la tetina Natural



La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la lactancia combinada por pecho y biberón del bebé.

Diseño compacto

El extractor de leche tiene un diseño compacto que facilita la sujeción y la ubicación en el pecho. La unidad base pequeña y ligera se

puede colocar fácilmente a un alcance cómodo para tener un control total durante la extracción. Para mayor comodidad en el transporte y el almacenamiento, el tubo simplemente se enrolla alrededor de la unidad base. Fácil de usar en cualquier lugar y con baterías.

Fácil de limpiar

La limpieza es sencilla gracias a la pequeña cantidad de piezas separadas. La leche nunca entrará en contacto con el tubo ni la unidad base. Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas, excepto las eléctricas.

Fácil de usar

Un extractor de leche eléctrico simple es ideal para las madres que extraen leche con frecuencia y valoran la extracción sin esfuerzo, con solo tocar un botón.

Armado intuitivo

Puede identificar cómo encajan las piezas a simple vista y lograr un armado intuitivo.

Gama totalmente compatible

Este sacaleches se puede utilizar junto con otros productos de lactancia de la gama Philips Avent, incluidos nuestros biberones y recipientes para leche materna Classic. Philips Avent también ofrece una gama de accesorios para el cuidado de los pechos, a fin de que pueda amamantar durante más tiempo y aumentar su comodidad.

Especificaciones

Sacaleches

Material: BPA free*

Diseño

Diseño del biberón: Ergonomic shape, Wide neck

Diseño del sacaleches: Compact design

País de origen

Inglaterra: Yes

Material

Biberón: Polypropylene, BPA free*

Sacaleches: Polypropylene, BPA free*

Tetina: Silicone, BPA free*

Qué se incluye

Paquetes de muestras de protectores

mamarios: 2 (2 almohadillas para día y 2 almohadillas para noche) piezas

Tetina extrablanda con flujo para recién nacidos: 1 piezas

Disco sellador para almacenamiento de leche: 1 piezas

Biberón Natural de 4 oz: 1 piezas

Estructura del sacaleches: 1 piezas

Almohadilla de tamaño estándar: 1 piezas

La unidad base incluye la manguera: 1 piezas

Diafragma de repuesto: 1 piezas

Facilidad de uso

Uso del extractor de leche: Intuitive assembly, Easy cleaning, Fully compatible range

Funciones

Sin inclinación hacia delante: Sit in a comfortable position

Almohadilla masajeadora suave: Gentle stimulation

Configuración: 3 Expression settings, 1 Stimulation mode

Fases de desarrollo

Etapa: 0 - 6 months

