

# PHILIPS

## AVENT

Bolsas esterilizadoras a vapor para microondas

Esterilice en cualquier lugar

Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

Fácil de usar

5 bolsas para 100 ciclos

SCF297/05



## Esterilización sencilla y rápida en cualquier momento y lugar

Las bolsas esterilizadoras a vapor para microondas Philips Avent son una manera rápida, sencilla y eficaz para asegurarse de que los biberones y los productos estén esterilizados en donde se encuentre. Con cada bolsa, los biberones se pueden esterilizar en el microondas en solo 90 segundos.

### Fácil de usar y manejar

- Casilla de verificación para registrar el uso de la bolsa
- Área de manipulación segura para un retiro seguro desde el microondas

### Esterilización en microondas rápida, eficaz y portátil

- Elimina el 99.9% de los gérmenes y las bacterias
- Esterilización a vapor para microondas lista en solo 90 segundos

### Cinco bolsas reutilizables con hasta 100 usos por paquete

- Hasta 100 usos de esterilización a vapor para microondas por paquete

## Destacados

### Esteriliza en solo 90 segundos



Cada bolsa esterilizadora a vapor para microondas es reutilizable y se pueden usar para esterilizar biberones, extractores de leche y otros productos para bebé en tan solo 90 segundos\*

### Elimina el 99.9% de los gérmenes


Se ha demostrado que cada bolsa esterilizadora a vapor para microondas elimina el 99.9% de gérmenes y bacterias.

### Casilla de verificación



Cada bolsa incluye una casilla de verificación. Al marcar la casilla de verificación, podrá hacer un seguimiento fácil y rápido de las veces que se ha usado cada bolsa.

### Área de manipulación segura



Cada bolsa tiene un área de manipulación segura. Se trata de un área marcada en la bolsa desde donde se puede tomar para ser sacada de forma segura directamente desde el microondas.

### Hasta 100 usos por paquete



Cada paquete de bolsas esterilizadoras a vapor para microondas incluye cinco bolsas individuales que pueden utilizarse hasta 20 veces. Esto significa que podrá esterilizar biberones, extractores de leche y otros accesorios hasta 100 veces con solo un paquete minorista.

## Especificaciones

### País de origen

Hecho en: China

### Fases de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses

### Peso y dimensiones

**Capacidad de la bolsa:** Permite esterilizar hasta 3 biberones o 1 extractor de leche

**F-box dimensions:** 215 x 125 mm

**Dimensiones de la bolsa:** 278 mm x 210 mm

### Material

**Material de la bolsa:** infoPET12, CPP60

### Qué se incluye

Bolsa esterilizadora a vapor para microondas: 5 bolsas

