

PHILIPS

AVENT

Handmilchpumpe

Einfaches Abpumpen



SCF430/01

Angenehmes Abpumpen – überall

Natural Motion-Technologie für einen schnelleren Milchfluss

Genießen Sie den sanften Komfort der tragbaren Philips Avent Handmilchpumpe. Mit Natural Motion-Technologie, inspiriert vom Saugen des Babys für einen schnellen Milchfluss. Passen Sie Rhythmus und Vakuum ganz einfach an. Passend für alle Brustwarzengrößen.

Leichte Reinigung

- Einfach zu reinigen und zusammenzusetzen

Bequemes Abpumpen

- Löst den Milchfluss vor oder zwischen dem Füttern auf einfache Weise aus
- Entwickelt für aufrechtes Abpumpen
- Wählen Sie Ihren Rhythmus, folgen Sie Ihrem Milchfluss

Tragbar und praktisch

- Ideal für Mütter, die unterwegs Abpumpen

Einfach, sanft und effizient

- Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt
- Unterstützt den schnellen Milchfluss

Besonderheiten

Natural Motion-Technologie



Der innovative Silikonflansch, der der einzigartigen Saugbewegung von Babys nachempfunden wurde, stimuliert die Brust, sodass der Milchfluss schnell eingeleitet wird. Für bequemes und effizientes Abpumpen.

Passt sich an Ihre Brust an



Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an Ihre einzigartige Anatomie an. Für 99,98 % aller Brustwarzengrößen* (bis zu 30 mm).

Tragbar und einfache Handhabung




Die Milchpumpe ist klein und leicht, einfach aufzubewahren und zu transportieren und sorgt damit für einfaches und diskretes Abpumpen unterwegs.

Schnelles Einsetzen des Milchflusses



Eine einzigartige, tragbare Handmilchpumpe – ideal für Mütter, die unterwegs auf sanfte Weise abpumpen müssen, oder vor dem Stillen.

Saug- und Durchflussregelung



Sie können den Abpumprhythmus und die Saugfunktion an Ihre Bedürfnisse, Ihren Komfort und Ihren Milchfluss anpassen.

Bequeme Sitzposition



Entspannen Sie sich und sitzen Sie bequem, während Sie abpumpen – unser Design ermöglicht aufrechtes Sitzen ohne erforderliches Vorbeugen.

Einfach zu reinigen und zusammenzusetzen



Da unsere neue Pumpe nur aus wenigen Teilen besteht, kannst du sie leicht zusammensetzen und reinigen.

Daten

Material

Flasche: Polypropylen, BPA-frei*

Milchpumpe: BPA-frei*

Sauger: Silikon, BPA-frei*

Lieferumfang

Abpump-Utensilien mit Griff: 1 Stck.

125 ml Flaschenbehälter: 1 Stck.

Funktionen

Kein Nach-vorne-lehnen: Bequeme Sitzposition

Weiches und flexibles Kissen: Sanfte Stimulation

Tragbar und leicht: Praktisch für unterwegs

Consumer Trade Item

Height: 11.5 cm

Width: 15 cm

Length: 9 cm

Net weight: 0.14 kg

Gross weight: 0.3089 kg

GTIN: 8720689003483

Country of origin: HU

Harmonized system code: 84141089

Net weight: 0.844 kg

Gross weight: 1.18 kg

GTIN: 18720689003480

Pallet Layer

Height: 13.2 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Außenkarton

Height: 13.2 cm

Width: 16.6 cm

Length: 37.6 cm

