

PHILIPS



AVENT

Conjunto de recém-nascido

Classic+ (novo)

SCD371/00

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

Fácil de limpar para uma higiene perfeita

O prático conjunto SCD371/00 da Philips Avent inclui 4 biberões da gama Classic+ (2 de 125 ml e 2 de 260 ml), um escovilhão para biberões e tetinas e uma chupeta branca transparente para 0-6 meses.

Caraterísticas e benefícios:

- Cabeça da escova em curva e extremidade moldada

Outras vantagens

- Sem BPA
- Compatível com a gama Philips Avent
- Estão disponíveis tetinas com fluxos diferentes

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

- Sistema anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*
- A agitação é reduzida, especialmente à noite
- O bebé controla o fluxo de leite diminuindo bolçar, arrotos e gases

Fácil de utilizar, limpar e montar

- Formato ergonómico para ser fácil de segurar
- Poucas peças para uma montagem rápida e simples
- Gargalo largo e poucas peças para uma limpeza fácil
- Sem fugas para uma alimentação agradável

Destques

Menos cólicas



Ao contrário de outros biberões, o sistema anticólicas comprovado clinicamente está agora integrado na teta, tornando mais fácil a montagem correcta do biberão. À medida que o bebé se alimenta, a válvula exclusiva da teta abre-se para permitir a entrada de ar no biberão em vez de na barriga do seu bebé.

Menos agitação*



Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.*

Menos bolçar, arrotos e gases



A válvula exclusiva da teta contrai-se de acordo com o ritmo de alimentação do seu bebé. O leite fluirá ao ritmo definido pelo bebé, para minimizar a ingestão excessiva, o bolçar, arrotos e gases.

Sem fugas

O novo biberão Classic+ foi concebido para evitar fugas durante a alimentação, para uma experiência verdadeiramente agradável.

Fácil de limpar



Com apenas 4 peças, um gargalo longo e cantos arredondados, o nosso biberão é fácil de limpar de forma rápida e em profundidade. Esteja tranquilo com um biberão verdadeiramente limpo em segundos.

Fácil de montar em segundos



O novo biberão Classic+ tem apenas 4 peças para uma montagem rápida e simples.

Fácil de segurar



Devido ao seu formato exclusivo, o biberão é fácil de segurar e de agarrar em qualquer direção para proporcionar o máximo conforto, mesmo para as mãos pequeninas do bebé.

Sem BPA


O biberão Classic+ da Philips Avent é fabricado com material sem BPA (polipropileno) de acordo com a diretiva da UE (2011/8/UE).

Compatibilidade com toda a gama




O biberão Classic+ da Philips Avent é compatível com a maioria da gama Philips Avent. Recomendamos a utilização do biberão Classic+ apenas com tetinas Classic+.

Adapta-se às necessidades de crescimento do seu bebé



A gama Classic+ da Philips Avent oferece diferentes fluxos nas tetinas para acompanhar o crescimento do seu bebé. Lembre-se de que as indicações etárias são aproximadas, visto que os ritmos de desenvolvimento dos bebés são diferentes. Todas as tetinas estão disponíveis em embalagens duplas: recém-nascido, lento, médio, rápido e fluxo variável.

Escovilhão para biberões e tetinas



Com uma cabeça convexa especial e uma pega moldável, alcança os cantos de todos os biberões, tetinas e equipamento de alimentação para uma limpeza profunda.

Especificações

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 a 12 meses

Biberão

Material: Sem BPA*

Material

Biberão: Polipropileno, Sem BPA*

Tetina: Silicone, Sem BPA*

Design

Design do biberão: Gargalo largo, Forma ergonómica

Características

Pode ser esterilizado

O que está incluído

Escovilhão para biberões e tetinas: 1 pcs

Inclui

Biberão: 4 pcs

Chupeta transparente: 1 pcs

Fácil de utilizar

Utilização do biberão: Fácil de limpar, Fácil de segurar

Facilidade de utilização

Fácil de utilizar: Fácil de segurar, Seguro para máquina de lavar a loiça e microondas, Fácil de montar, Fácil de limpar

Funções

Testado clinicamente: anticólicas clinicamente comprovado

Tetina: Contrain-se de acordo com o ritmo de alimentação, Agarrar fácil

Funcionalidades

Capacidade: 4 oz

