

PHILIPS

AVENT

Komplet za otroško nego

Vse za osnovno otroško nego

Popoln komplet

Za fantke in punčke



SCH400/00



Moj prvi komplet za otroško nego

Vse za osnovno otroško nego v enem popolnem kompletu

S kompletom za otroško nego SCH400 lahko najboljše poskrbite za malčka. Kompaktni komplet vsebuje natančen in udoben digitalni termometer za hitro merjenje temperature, nosni aspirator z mehko konico, prstno zobno ščetko, komplet za nego nohtov in las.

10 predmetov za osnovno otroško nego


- Digitalni termometer s profesionalno natančnostjo*
- Nosni aspirator z mehko in upogljivo konico
- Prstna zobna ščetka
- Komplet za nego nohtov in las

Kompaktna torbica je idealna za potovanja

- Kompakten in priročen komplet
- Popolno darilo

Značilnosti

Digitalni termometer



Hitro, udobno in natančno izmerite dojenčkovo temperaturo. Digitalni termometer ponuja profesionalno natančnost*, upogljiva konica pa zagotavlja izjemno udobje za vas in vašega dojenčka.

Kompaktna in priročna torba

Priročna torba omogoča prostor za dodatne izdelke za otroško nego, hkrati pa je kompaktna in priročna za na pot. Idealna za na pot in jasli.

Nosni aspirator



Nosni aspirator pomaga odpreti dojenčkove dihalne poti za njegovo boljše počutje in spanje.

Prstna zobna ščetka

Za nežno masažo dojenčkovih dlesni ali zob.

Komplet za nego nohtov in las



Popoln komplet za nego nohtov vsebuje škarje z zaokroženimi konicami, ščipalec za nohte in tri pilice za nohte. Komplet za nego las pa vsebuje glavnik z zaokroženimi konicami in mehko krtačo za lase.

Darilo

Popolno darilo za vse (novopečene) starše.

Specifikacije

Stopnje razvoja

Stopnja: Vse stopnje

Tehnične specifikacije

Baterija: 1,55 V baterija DC (LR41)

Tehnične specifikacije

Natančnost: $\pm 0,1$ °C za razpon od 35 °C do 42 °C

Skladnost: Skladno z direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih

Območje merjenja: Od 35 °C do 42,9 °C

Življenjska doba baterije: > 100 ur delovanja

Logistični podatki

Dimenzije škatle F (Š x V x G): 117 x 174,5 x 51 mm

Spol

Za: fantke in punčke

