

# PHILIPS

## AVENT

Extractor de leche materna  
eléct. sencillo Comfort

Natural

Incluye biberón de 11 ml



SCF332/01



## Más comodidad, más leche

### Extractor de leche materna con cojín masajeador

Cuando está cómoda y relajada, la leche fluye con más facilidad. Por eso creamos nuestro extractor de leche más cómodo hasta el momento. Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante y deje que nuestro suave cojín masajeador estimule ligeramente el flujo de leche.

#### Siéntese de manera cómoda sin necesidad inclinarse hacia delante.

- Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

#### Estimula la bajada y el flujo de leche con cuidado.

- Cojín masajeador suave con tacto cálido

#### Otros beneficios

- Montaje intuitivo. Fácil encaje visual de las piezas
- Diseño ligero y compacto
- Compatible con otros productos de alimentación de Philips Avent
- Fácil limpieza gracias al número reducido de piezas sueltas
- Fácil manejo con solo tocar un botón

#### Elija la configuración que más le acomode

- Dispone de modo de estimulación suave y 3 ajustes de extracción

## Destacados

### Postura más cómoda



El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta con la espalda recta. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

### Ajustes sencillos entre los que elegir

Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con mayor comodidad para usted.

### Cojín masajeador suave



Nuestro cojín masajeador tiene una nueva textura aterciopelada suave que le entrega a su piel una sensación cálida para estimular de forma delicada y cómoda el flujo de leche. El

cojín está diseñado para imitar suavemente la succión del bebé y ayudar a estimular la generación de leche.

### Diseño compacto

El extractor de leche materna tiene un diseño compacto que permite sujetarlo y colocarlo fácilmente en el pecho. La unidad base pequeña y ligera se puede colocar fácilmente al alcance de la mano para controlar totalmente el extractor. Para transportarlo y guardarlo con mayor facilidad, el embudo se enrolla alrededor de la unidad base. Se puede utilizar fácilmente en cualquier lugar con baterías.

### Fácil limpieza

La limpieza resulta fácil gracias al número reducido de piezas sueltas. La leche nunca entrará en contacto con el embudo y la unidad base. Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas, excepto las eléctricas.

### Fácil manejo

Un extractor de leche materna eléctrico sencillo es ideal para las madres que extraen leche con frecuencia y valoran la extracción sin esfuerzo con solo tocar un botón.

### Montaje intuitivo

Fácil encaje visual de las piezas para un montaje intuitivo.

### Compatible con toda la gama

Este extractor de leche se puede utilizar junto con otros productos de alimentación de la gama Philips Avent, incluidos nuestros biberones y recipientes para leche materna Classic. Philips Avent ofrece también una gama de accesorios para cuidar el pecho, para que pueda amamantar durante más tiempo y aumentar su comodidad.

## Especificaciones

### Sacaleches

**Material:** Sin BPA\*

### Diseño

**Diseño del biberón:** Forma ergonómica, Cuello ancho

**Diseño del sacaleches:** Diseño compacto

### País de origen

**Inglaterra:** Y

### Material

**Biberón:** Polipropileno, Sin BPA\*

**Sacaleches:** Polipropileno, Sin BPA\*

**Tetina:** Silicona, Sin BPA\*

### Qué se incluye

**Paquetes de muestras de protectores mamarios:** 2 (2 almohadillas para día y 2 almohadillas para noche) piezas

**Tetina extrablanda con flujo para recién nacidos:** 1 piezas

**Disco sellador para almacenamiento de leche:** 1 piezas

**Biberón Natural de 4 oz:** 1 piezas

**Estructura del sacaleches:** 1 piezas

**Almohadilla de tamaño estándar:** 1 piezas

**La unidad base incluye la manguera:** 1 piezas

**Diafragma de repuesto:** 1 piezas

### Facilidad de uso

**Uso del extractor de leche:** Montaje intuitivo, Fácil limpieza, Compatible con toda la gama

### Funciones

**Sin inclinación hacia delante:** Siéntese en una postura cómoda

**Almohadilla masajeadora suave:** Estimulación suave

**Configuración:** 3 ajustes de extracción, 1 modo de estimulación

### Fases de desarrollo

**Etapas:** 0 a 6 meses

