

# PHILIPS

## AVENT

Enostavna in udobna enojna  
električna prsna črpalka

Vključuje eno stekleničko  
(4 oz/120 ml)

 Product Picture

SCF301/02



## Priročnost in udobje za učinkovito črpanje

Izbirate lahko med štirimi načini spodbujanja in štirimi nastavitvami črpanja, da bo vsako črpanje udobno in prilagojeno vašim potrebam. Z lahko in kompaktno zasnovo je tudi črpanje na poti hitro in enostavno.

### Lahka in kompaktna zasnova

- Enostavno črpanje doma ali na poti
- Deluje na baterije in omrežno napajanje

### Več enostavnih nastavitvev za prilagojeno uporabo

- Enostavne nastavitve, ki jih nastavite in nanje pozabite
- 4 načini spodbujanja × 4 načini črpanja za optimalno črpanje

### Diskretno in higienično črpanje

- Diskreten zvok in zaslon z osvetljenim ozadjem za diskretno uporabo podnevi in ponoči

### Tehnologija ritmičnega valovanja

- Zasnovano za posnemanje ritma sesanja dojenčka

### Za nežno spodbujanje pretoka mleka

- Mehka masažna blazinica, zasnovana za spodbujanje pretoka mleka

## Značilnosti

### Prilagojeno črpanje

Pomembno je, da vam je pri črpanju udobno, vendar pa vsaka mati udobje dojema drugače. Pri tej prsni črpalki lahko izbirate med 4 načini spodbujanja in 4 nastavitvami črpanja. Tako bo vsako črpanje učinkovito in udobno.

### Enostavne nastavitve

Matere imajo dovolj skrbi brez pomnjenja svojih idealnih nastavitvev, zato to opravimo mi namesto vas. Vaše priljubljene nastavitve se shranijo, zato ste pripravljeni na črpanje že s pritiskom gumba. Potrebujete med črpanjem premor? Enostavno pritisnite gumb za začasno zaustavitev in črpanje obnovite z gumbom za nadaljevanje. Tako preprosto je.

### Mehka masažna blazinica

Pri zasnovi prsnih črpalk smo imeli v mislih vaše udobje. Mehka in žametna tekstura masažnih blazinic bo vaši koži zagotovila topel in udoben občutek, ki pomaga spodbuditi pretok mleka. Prilagodljiv material je zasnovan tako, da posnema dojenčkovo sesanje, kar lahko pripomore k sproščanju mleka.

### Lahka in kompaktna zasnova

Lahka in kompaktna zasnova vam omogoča enostavno črpanje doma, lahko pa jo vzamete s sabo in črpate na poti.

### Dvojni način napajanja

Izdelek deluje na omrežno napajanje. Za dodatno mobilnost lahko vstavite baterije in starševsko enoto uporabljate brezžično. Vstavite lahko štiri 1,5 V baterije AA za enkratno uporabo ali štiri 1,2 V akumulatorske baterije AA.

### Zasnovano za posnemanje sesanja

Dojenčki med hranjenjem sledijo ritmu sesanja, požiranja in dihanja v razmerju 1 : 1 : 1. Prsno črpalko odlikuje posebna tehnologija ritmičnega valovanja, ki je zasnovana tako, da posnema dojenčkov vzorec sesanja in požiranja, hitrost in razmerje (1 : 1), posledično pa se pretok mleka ustvari hitro in učinkovito. Tako boste ob vsakem črpanju zagotovili naraven in udoben občutek.

### Diskretno črpanje

S priročnim zaslonom z osvetljenim ozadjem lahko diskretno črpate ponoči brez prižiganja luči. Zaradi nežnega zvoka je črpanje manj moteče.

## Specifikacije

### Zasnova

**Zasnova prsne črpalke:** Kompaktna zasnova  
**Zasnova stekleničke:** Ergonomska oblika, Širok vrat

### Država porekla

Kitajska

### Material

**Steklenička:** Brez bisfenola A\*, Polipropilen  
**Cucelj:** Brez bisfenola A\*, Silikon  
**Prsna črpalka:** Brez bisfenola A\* (samo deli v stiku z mlekom)

### Kaj vsebuje

**Zapiralna ploščica za shranjevanje mleka:** 1 kosa  
**Ohišje prsne črpalke:** 1 kosa  
**Ohišje s cevko:** 1 kosa  
**Potovalni pokrov:** 1 kosa  
**Steklenička Natural, 125 ml:** 1 kos  
**Mehka blazinica:** 1 kosa  
**Pašček:** 1 kos

### Enostavna uporaba

**Uporaba prsne črpalke:** Intuitivna sestava, enostavno čiščenje, popolna združljivost

### Funkcije

**Tehnologija ritmičnega valovanja:** Posnema vzorec dojenčkovega sesanja

### Stopnje razvoja

**Stopnja:** 0–6 mesecev

