

PHILIPS

AVENT

Velika masažna
blazinica

Za vse udobne prsne črpalke



SCF167/01



Prava velikost, popolno udobje

Prsna črpalka s širšim lijakom

Mehka masažna blazinica ima širši lijak, ki je zasnovan posebej za matere z večjimi bradavicami. Uporabljate jo lahko s prsnimi črpalkami Philips Avent Comfort. S pomočjo spodnjih slik presodite, ali potrebujete večjo blazinico za prsno črpalko.

Udobno črpanje

- Širši lijak za udobno prileganje
- Primerno za vse prsne črpalke serije Natural

Preverite prileganje za optimalno udobje

- Pravilno prileganje: bradavica je udobno nameščena v lijak blazinice
- Izberite večjo blazinico: bradavica se dotika sten lijaka

Značilnosti

Velika blazinica za prsno črpalko

Preverite, ali potrebujete veliko blazinico za prsno črpalko. To storite tako, da preverite, ali lahko bradavico udobno namestite v lijak blazinice. Če se bradavica dotika ali drgne ob stene lijaka blazinice, izberite veliko blazinico za prsno črpalko, da zagotovite udobnejše iztiskanje mleka.

Pravilno prileganje

Če je bradavica udobno nameščena v lijak blazinice, uporabljate masažno blazinico prave velikosti.

Premajhna blazinica

Če se bradavica dotika ali drgne ob stene lijaka blazinice, izberite veliko blazinico za prsno črpalko, da zagotovite udobnejše iztiskanje mleka.

Primerno za vse prsne črpalke Natural

Velika mehka masažna blazinica je združljiva z vsemi prsnimi črpalkami Philips Avent Comfort iz serije Natural.

Specifikacije

Blazinica

Material: Silikon, Brez bisfenola A*

Država porekla

Anglija

Material

Brez bisfenola A*

Kaj vsebuje

Velika blazinica: 1 kosa

Združljivost

Združljivo s serijo Natural

Enostavna uporaba

Blazinica: Enostavno čiščenje, Primerno za pranje v pomivalnem stroju

Funkcije

Mehka masažna blazinica: Nežno spodbujanje

Stopnje razvoja

Stopnja: Nosečnost, 0–6 mesecev

Zamenljiv del

Združljive vrste izdelkov: SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

