

PHILIPS

AVENT

Udobna enojna
elektronska prsna črpalka

Natural

Vključuje 125 ml stekleničko



SCF332/01



Več udobja, več mleka

Prsna črpalka z masažno blazinico

Ko se počutite udobno in sproščeno, je pretok mleka udobnejši. Zato smo razvili našo najudobnejšo prsno črpalko doslej. Namestite se udobno, saj se vam ni treba sklanjati naprej, in dovolite, da mehka masažna blazinica nežno spodbuja pretok mleka.

Sedite v udobnem položaju, ne da bi se morali nagibati naprej

- Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

Nežno spodbuja iztiskanje in pretok mleka

- Mehka masažna blazinica toplega občutka

Druge prednosti

- Intuitivna sestava. Enostavno vizualno ujemanje delov
- Kompaktna in lahka zasnova
- Združljivo z drugimi izdelki za hranjenje Philips Avent
- Majhno število posameznih delov omogoča enostavno čiščenje
- Enostavna uporaba s pritiskom na gumb

Izberite najudobnejšo nastavitvev

- Vsebuje način nežnega spodbujanja in tri nastavitve črpanja

Značilnosti

Udobnejši položaj



Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.

Izbirate lahko med preprostimi nastavitvami

Črpalka ob vklopu samodejno začne delovati v načinu nežnega spodbujanja za začetek pretoka mleka. Sami pa lahko izberete eno izmed 3 nastavitvev črpanja mleka, ki bo za vas najudobnejša.

Mehka masažna blazinicca



Naša masažna blazinicca ima novo mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Blazinicca nežno posnema dojenčkovo sesanje in pomaga pri iztiskanju mleka.

Kompaktna zasnova

Prsna črpalka je kompaktna, zato jo lahko enostavno namestite. Majhno in lahko ohišje omogoča udoben oprijem in popoln nadzor med iztiskanjem. Za lažje in udobnejše prenašanje in shranjevanje se cevka enostavno ovije okrog ohišja črpalke. Ko ste na poti, lahko črpalka deluje na baterije.

Enostavno čiščenje

Čiščenje črpalke je preprosto zaradi majhnega števila posameznih delov. Vaše mleko ne bo imelo stika s cevko in ohišjem. Vse dele, razen električnih, lahko operete v pomivalnem stroju.

Enostavna uporaba

Enojna elektronska prsna črpalka je idealna za pogosto črpanje mleka brez kakršnegakoli napora, preprosto s pritiskom na gumb.

Intuitivna sestava

Enostavno vizualno ujemanje delov omogoča intuitivno sestavljanje.

Popolna združljivost

Prsno črpalko lahko uporabljate skupaj z drugimi izdelki za hranjenje iz serije Philips Avent, vključno s klasičnimi stekleničkami in posodicami za shranjevanje mleka. Philips Avent ponuja tudi številne pripomočke za nego prsi, da bo vaše dojenje dolgotrajnejše in udobnejše.

Prsna črpalka

Material: Brez bisfenola A*

Zasnova

Zasnova prsne črpalke: Kompaktna zasnova

Zasnova stekleničke: Ergonomska oblika, Širok vrat

Država porekla

Anglija

Material

Steklenička: Polipropilen, Brez bisfenola A*

Prsna črpalka: Polipropilen, Brez bisfenola A*

Cucelj: Silikon, Brez bisfenola A*

Kaj vsebuje

Zelo mehek cucelj za novorojenčke: 1 kosa

Vzorčni komplet prsnih blazinic: 2 (2 dnevni blazinici in 2 nočni blazinici) kosa

Zapiralna ploščica za shranjevanje mleka: 1 kosa

Steklenička Natural, 125 ml: 1 kosa

Standardna velikost blazinic: 1 kosa

Ohišje prsne črpalke: 1 kosa

Ohišje s cevko: 1 kosa

Rezervni nastavek: 1 kosa

Enostavna uporaba

Uporaba prsne črpalke: Intuitivna sestava, Enostavno čiščenje, Popolna združljivost

Funkcije

Brez sklanjanja naprej: Sedenje v udobnem položaju

Mehka masažna blazinicca: Nežno spodbujanje

Nastavitve: 3 nastavitve iztiskanja, 1 način spodbujanja

Stopnje razvoja

Stopnja: 0–6 mesecev

