

PHILIPS

AVENT

Extractor de leche eléctrico simple

Extracción en cualquier momento y lugar

Incluye cojín masajeador suave

Mamadera y tetina naturales



SCF332/31

Más comodidad y más leche* en cualquier momento y lugar

Extractor de leche eléctrico simple con cojín masajeador

Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante, ya que nuestro suave cojín masajeador estimula con delicadeza el flujo de leche. Use nuestro silencioso extractor en cualquier momento y lugar, incluso con pilas. Resulta muy fácil de configurar, personalizar, usar y limpiar

Estimula la bajada y el flujo de leche con cuidado.

- Cojín masajeador suave con pétalos para masaje

Fácil de colocar, rápido y limpio

- Pocas piezas separadas y diseño intuitivo
- Sistema cerrado, diseñado para la extracción higiénica
- Incluye nuestro biberón y nuestra tetina Natural para un enganche natural

Extractor silencioso y discreto en cualquier situación

- Diseñado para ofrecer extracciones silenciosas

Menor inclinación hacia delante clínicamente comprobada*

- Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

1 modo de estimulación y 3 ajustes de extracción

- Seleccione el ajuste más eficaz y cómodo para usted

Destacados

Posición relajante



El extractor de leche tiene un diseño exclusivo que permite que la leche fluya directamente del pecho al biberón o recipiente, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse más cómodamente durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

Ajustes sencillos entre los que elegir

Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con comodidad para usted.

Cojín masajeador suave



Nuestro cojín masajeador tiene una textura aterciopelada suave que le entrega a su piel una sensación cálida para estimular de forma delicada y cómoda el flujo de leche. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé a fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.

Sin derrame de leche en los conductos



Sin derrame de leche en los conductos.

Fácil de colocar, rápido y limpio



Pocas piezas y diseño intuitivo. Extraiga leche para su bebé cómodamente en cualquier momento.

Incluye nuestro biberón Natural



La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Extractor silencioso

Diseñado para una extracción discreta.

Especificaciones

Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho

Diseño del sacaleches: Diseño compacto

País de origen

Inglaterra: Y

Material

Biberón: Sin BPA*, Polipropileno

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Sacaleches: Libre de BPA* (solo piezas en contacto con comida)

Qué se incluye

Disco sellador para almacenamiento de leche: 1 piezas

Biberón Natural de 4 oz: 1 piezas

Estructura del sacaleches: 1 piezas

La unidad base incluye la manguera: 1 piezas

Funda de viaje: 1 piezas

Paquetes de muestras de protectores mamarios: 1 paquete (2 uds)

Almohadilla de tamaño estándar (19,5 mm):

1 pieza (hay disponible un cojín masajeador más grande que se vende por separado)

Protectores mamarios desechables: 4 piezas

Facilidad de uso

Uso del extractor de leche: Fácil limpieza, Compatible con toda la gama, Montaje intuitivo

Funciones

Sin inclinación hacia delante: Siéntese en una postura cómoda

Almohadilla masajeadora suave: Estimulación suave

Configuración: 1 modo de estimulación, 3 ajustes de extracción

Fases de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses



* Comodidad probada clínicamente: en una prueba realizada en 110 madres en EE.UU., Reino Unido, China y Rusia en marzo del 2016, las madres otorgaron una puntuación promedio de 8.6 de un máximo de 10 en cuanto a la comodidad de Philips AVENT.

* Más leche: en una investigación independiente, se demostró que podría existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Consulte www.philips.com/AVENT

* Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011