

PHILIPS

AVENT

Udobna dvojna
elektronska prsna črpalka

Natural

Vključuje 2 x 125 ml stekleničko



Product Picture

SCF334/02



Več udobja, več mleka

Prsna črpalka z masažno blazinico

Ko se počutite udobno in sproščeno, je pretok mleka udobnejši. Zato smo razvili našo najudobnejšo prsno črpalko doslej. Namestite se udobno, saj se vam ni treba sklanjati naprej, in dovolite, da mehka masažna blazinica nežno spodbuja pretok mleka.

Sedite v udobnem položaju, ne da bi se morali nagibati naprej

- Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

Nežno spodbuja iztiskanje in pretok mleka

- Mehka masažna blazinica toplega občutka

Druge prednosti

- Intuitivna sestava. Enostavno vizualno ujemanje delov
- Kompaktna in lahka zasnova, vključuje priročno potovalno torbo
- Majhno število posameznih delov omogoča enostavno čiščenje
- Enostavna uporaba s pritiskom na gumb

Izberite najudobnejšo nastavitev

- Vsebuje način nežnega spodbujanja in tri nastavitve črpanja

Več mleka v krajšem času

- Idealna učinkovita naprava za mamice

Značilnosti

Udobnejši položaj



Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.

Izbirate lahko med preprostimi nastavitvami

Črpalka ob vklopu samodejno začne delovati v načinu nežnega spodbujanja za začetek pretoka mleka. Sami pa lahko izberete eno izmed 3 nastavitvev črpanja mleka, ki bo za vas najudobnejša.

Mehka masažna blazinica



Naša masažna blazinica ima novo mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Blazinica nežno posnema dojenčkovo sesanje in pomaga pri iztiskanju mleka.

Enostavno čiščenje

Čiščenje črpalke je preprosto zaradi majhnega števila posameznih delov. Vaše mleko ne bo imelo stika s cevko in ohišjem. Vse dele, razen električnih, lahko operete v pomivalnem stroju.

Enostavna uporaba

Dvojne elektronske prsne črpalke so idealne za mamice, ki redno črpajo mleko. Udobno črpajte iz obeh dojk hkrati in tako prihranite pri času.

Idealna učinkovita naprava za mamice

Istočasno črpanje mleka iz obeh dojk je dokazano učinkovitejše in lahko celo izboljša proizvodnjo materinega mleka.*

Intuitivna sestava

Enostavno vizualno ujemanje delov omogoča intuitivno sestavljanje.

Kompaktna zasnova

Prsna črpalka je kompaktne zasnove, zato jo lahko enostavno držite in namestite na dojko. Majhno in lahko osnovno enoto lahko enostavno postavite na udobno razdaljo za popoln nadzor med črpanjem. Za priročnejše in udobnejše prenašanje in shranjevanje se cevka enostavno ovije okrog osnovne enote črpalke. Prsni črpalki je priložena priročna potovalna torba.

Prsna črpalka

Material: Brez bisfenola A*

Zasnova

Zasnova prsne črpalke: Kompaktna zasnova
Zasnova stekleničke: Ergonomska oblika, Širok vrat

Država porekla

Anglija

Material

Steklenička: Polipropilen, Brez bisfenola A*
Prsna črpalka: Polipropilen, Brez bisfenola A*
Cucelj: Silikon, Brez bisfenola A*

Kaj vsebuje

Zelo mehek cucelj za novorojenčke: 2 kosa
Vzorčni komplet prsnih blazinic: 2 (2 dnevni blazinici in 2 nočni blazinici) kosa
Zapiralna ploščica za shranjevanje mleka: 2 kosa
Steklenička Natural, 125 ml: 2 kosa
Standardna velikost blazinice: 2 kosa
Ohišje prsne črpalke: 2 kosa
Potovalna torba: 1 kosa
Ohišje s cevko: 1 kosa
Rezervni nastavek: 2 kosa
Potovalni pokrov: 2 kosa

Enostavna uporaba

Uporaba prsne črpalke: Intuitivna sestava, Enostavno čiščenje, Popolna združljivost

Funkcije

Brez sklanjanja naprej: Sedenje v udobnem položaju
Mehka masažna blazinica: Nežno spodbujanje
Nastavitve: 3 nastavitve iztiskanja, 1 način spodbujanja
Več mleka v krajšem času: Idealna učinkovita naprava

Stopnje razvoja

Stopnja: 0–6 mesecev

