

# PHILIPS

## AVENT

Udobna ročna prsna  
črpalka

Natural

Vključuje 125 ml stekleničko



SCF330/11



## Več udobja, več mleka na naraven način

Ko se počutite udobno in sproščeno, je pretok mleka udobnejši. Zato smo razvili našo najudobnejšo prsno črpalko doslej. Namestite se udobno, saj se vam ni treba sklanjati naprej, in dovolite, da mehka masažna blazinica nežno spodbuja pretok mleka.

### **Sedite v udobnem položaju, ne da bi se morali nagibati naprej**

- Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

### **Kombinacija naravnega dojenja in hranjenja po steklenički**

- Vključuje stekleničko in cuclaj Natural za naravni oprijem otroka

### **Nežno spodbuja iztiskanje in pretok mleka**

- Mehka masažna blazinica toplega občutka

### **Druge prednosti**

- Intuitivna sestava. Enostavno vizualno ujemanje delov
- Majhno število posameznih delov omogoča enostavno čiščenje
- Enostavno ročno delovanje
- Združljivo z drugimi izdelki za hranjenje Philips Avent

### **Enostavno za uporabo, shranjevanje in prenašanje**

- Kompaktna in lahka zasnova

# Značilnosti

## Udobnejši položaj



Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.

## Mehka masažna blazinica



Naša masažna blazinica ima novo mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Blazinica nežno posnema dojenčkovo sesanje in pomaga pri iztiskanju mleka.

## Vključuje cucelj za hranjenje Natural



Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.

## Kompaktna zasnova



Prsna črpalka je kompaktna, zato jo lahko enostavno namestite. Ergonomsko oblikovan držaj omogoča udoben oprijem in popoln nadzor med iztiskanjem. Ker je majhna in lahka, jo lahko enostavno shranite in prenašate ter diskretno opravite črpanje, kadar ste na poti.

## Intuitivna sestava



Enostavno vizualno ujemanje delov omogoča intuitivno sestavljanje.

## Popolna združljivost



Prsno črpalko lahko uporabljate skupaj z drugimi izdelki za hranjenje iz serije Philips Avent, vključno s klasičnimi stekleničkami in posodicami za shranjevanje mleka. Philips Avent ponuja tudi številne pripomočke za nego prsi, da bo vaše dojenje dolgotrajnejše in udobnejše.

## Enostavno čiščenje

Majhno število posameznih delov omogoča enostavno čiščenje. Vse dele lahko pomijete v pomivalnem stroju.

## Enostavno ročno delovanje

Ročna prsna črpalka je idealna za občasno črpanje mleka in primerna za vse, ki cenijo kompaktnost. Lahko jo enostavno upravljate z eno roko.

# Specifikacije

## Prsna črpalka

**Material:** Brez bisfenola A\*

## Zasnova

**Zasnova prsne črpalke:** Kompaktna zasnova

**Zasnova stekleničke:** Ergonomska oblika, Širok vrat

## Material

**Steklenička:** Polipropilen, Brez bisfenola A\*

**Prsna črpalka:** Polipropilen, Brez bisfenola A\*

**Cucelj:** Silikon, Brez bisfenola A\*

## Kaj vsebuje

**Zelo mehek cucelj za novorojenčke:** 1 kosa

**Vzorčni komplet prsnih blazinic:** 2 (2 dnevni blazinici in 2 nočni blazinici) kosa

**Ohišje prsne črpalke z ročajem:** 1 kosa

**Zapiralna ploščica za shranjevanje mleka:** 1 kosa

**Steklenička Natural, 125 ml:** 1 kosa

**Standardna velikost blazinice:** 1 kosa

**Potovalni pokrov:** 1 kosa

## Enostavna uporaba

**Uporaba prsne črpalke:** Intuitivna sestava, Enostavno čiščenje, Popolna združljivost

## Funkcije

**Brez sklanjanja naprej:** Sedenje v udobnem položaju

**Mehka masažna blazinica:** Nežno spodbujanje

**Vsebuje naravno steklenico:** Združuje dojenje in hranjenje po steklenički

## Stopnje razvoja

**Stopnja:** 0–6 mesecev

