

PHILIPS

AVENT

Pohodlná dvojitá elektrická
odsávačka mateř. mléka

Natural

Součástí balení je 2x 125ml lahev

 Product Picture

SCF334/02



Více pohodlí, více mléka

Odsávačka mateřského mléka s masážní vložkou

Když se cítíte pohodlně a uvolněně, mléko teče snáze. Proto jsme vytvořili naši dosud nejpohodlnější odsávačku mateřského mléka: můžete sedět pohodlně, nemusíte se předklánět a měkká masážní vložka jemně stimuluje tok mléka.

Sedíte pohodlněji bez předklonu

- Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

Jemně stimuluje spuštění a tok mléka

- Měkká masážní vložka pro hřejivý pocit

Další výhody

- Intuitivní sestavení. Snadné vizuální sestavení odpovídajících součástí.
- Kompaktní, odlehčené provedení včetně praktické cestovní tašky
- Snadné čištění díky malému počtu samostatných částí
- Snadná obsluha pouhým stisknutím tlačítka

Zvolte si nejpohodlnější nastavení

- Nabízí jemný stimulační režim a 3 nastavení odsávání

Více mléka za kratší dobu

- Perfektní úspora času pro maminky

Přednosti

Pohodlnější poloha



Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí přímo z prsu do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání přirozeně napomáhá snadnému toku mléka.

Možnost výběru z jednoduchých nastavení

Po zapnutí začne odsávačka automaticky jemně stimulovat, aby se mléko uvolnilo. Poté lze vybrat ze 3 nastavení odsávání, aby vám rychlost odsávání co nejvíce vyhovovala.

Měkká masážní vložka



Masážní vložka má novou, sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku

mléka. Vložka je navržena tak, aby jemně napodobila sání dítěte a pomáhala při stimulaci toku mléka.

Snadné čištění

Čištění je snadné díky malému počtu samostatných částí. Vaše mléko nikdy nepříjde do styku s hadičkou ani základní jednotkou. Všechny části lze mít v myčce, kromě elektrických součástí.

Snadná obsluha

Dvojitě elektrické odsávačky mléka jsou ideální pro maminky, které odsávají mléko pravidelně. Ušetříte čas pohodlným odsáváním z obou prsů současně.

Perfektní úspora času pro maminky

Souběžné odsávání na obou prsech se ukazuje jako účinnější a může ještě posílit vaši schopnost vytvářet mateřské mléko.*

Intuitivní sestavení

Snadné vizuální sestavení odpovídajících součástí umožňuje intuitivní sestavení.

Kompaktní provedení

Tato odsávačka má kompaktní design, který usnadňuje její držení a přiložení na prs. Malou a lehkou základní jednotku lze snadno umístit v pohodlném dosahu pro naprostou kontrolu nad odsáváním. Pro ještě větší pohodlí při přepravě a skladování lze hadičku snadno omotat okolo základní jednotky. Odsávačka mateřského mléka se dodává se šikovnou cestovní taškou.

Specifikace

Odsávačka mateřského mléka

Materiál: Bez BPA*

Design

Tvar lahve: Ergonomický tvar, široké hrdlo

Design odsávačky mateřského mléka:

Kompaktní provedení

Země původu

Anglie

Materiál

Odsávačka mateřského mléka: Polypropylen, Bez BPA*

Lahev: Polypropylen, Bez BPA*

Dudlík: Silikon, Bez BPA*

Co je součástí

Dudlík s jemným novorozeneckým průtokem: 2 ks

Balení vzorků prsních vložek: 2 (2 denní vložky a 2 noční vložky) ks

Těsnicí víčko pro uchovávání mléka: 2 ks

Lahev Natural 125 ml: 2 ks

Standardní velikost masážní vložky: 2 ks

Tělo odsávačky: 2 ks

Cestovní taška: 1 ks

Základní jednotka včetně hadičky: 1 ks

Náhradní membrána: 2 ks

Cestovní pouzdro: 2 ks

Snadné použití

Použití odsávačky: Intuitivní sestavení, Snadné čištění, Plně kompatibilní řada

Funkce

Žádné předklánění: Sezení v pohodlné poloze

Měkká masážní vložka: Jemná stimulace

Nastavení: 3 různá nastavení, 1 stimulační režim

Více mléka za kratší dobu: Perfektní úspora času

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců

