



Philips Avent  
Tire-lait électrique

**Double**

Premium  
Batterie rechargeable



SCF398/11

## Inspiré par les bébés, efficace pour les mamans.

Technologie de mouvements naturels, pour un débit de lait plus rapide\*

Une nouvelle ère s'annonce pour les tire-laits, avec une technologie présentant un équilibre parfait entre l'aspiration et la stimulation des mamelons, inspirée de la manière dont les bébés têtent. Le tire-lait électronique Philips Avent optimise en permanence le débit de lait et s'adapte en douceur à la taille et à la forme de vos mamelons.

### Personnalisé et facile à utiliser

- Petit nombre de pièces et montage intuitif
- Fonction pause/marche
- Fonction de mémorisation
- Moteur silencieux pour une expérience discrète où que vous soyez
- Sac pour tire-lait et housse de transport
- Expérience personnalisée, 8 + 16 réglages

### Doux et confortable

- Coussin en silicone souple et adaptatif de taille unique
- Tirez votre lait sans vous pencher en avant

### Pour recueillir davantage de lait plus rapidement\*

- Technologie de mouvements naturels, pour un débit de lait plus rapide\*


### Batterie rechargeable et affichage de minuterie

- Batterie rechargeable pour tirer son lait en déplacement

**PHILIPS**  
**AVENT**


## Points forts

### Débit de lait plus rapide\*



Tirez plus de lait en moins de temps\* grâce à un coussin qui stimule et exprime le lait de la même manière que les bébés. Basculant en toute fluidité entre les modes de stimulation et d'expression, il produit l'intensité de stimulation du mamelon et d'aspiration permettant d'obtenir le maximum de lait. Basé sur le temps de montée du lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL).\*

### S'adapte à votre mamelon



Une taille de coussin qui convient à tous types de mamelons. Comme il y a autant de tailles et de formes de sein que de mamans, le coussin en silicone souple s'adapte en douceur à votre mamelon. Il convient à 99,98 % des tailles de mamelons\* (jusqu'à 30 mm).

### Asseyez-vous confortablement



Tirez votre lait confortablement grâce à un design qui vous permet de vous asseoir droite plutôt que de vous pencher vers l'avant. Une posture inclinée vers l'avant est inutile ; confort de la position de tirage du lait prouvée cliniquement\* Sur la base des résultats d'essais cliniques auprès de 20 participantes (2019) ; 90 % des participantes trouvent la position de tirage du lait confortable (électrique simple) ; 95 % des participantes trouvent la position de tirage du lait confortable (électrique double).

### S'adapte à vos besoins



Adaptez chaque séance à vos besoins grâce à une large gamme de réglages de stimulation et d'expression. Notre tire-lait offre 8 niveaux de stimulation et 16 niveaux d'expression, pour une expérience personnalisée.

### Tirez votre lait n'importe où discrètement



Tirez votre lait où et quand vous le souhaitez grâce à notre moteur silencieux et à un design compact.

### Utilisation facile en déplacement



Tirez votre lait en déplacement sans avoir à vous soucier des sources d'alimentation. Notre batterie rechargeable est fournie avec un adaptateur micro-USB. Une charge complète permet de réaliser jusqu'à 3 séances.

### Nettoyage et montage faciles



Grâce à notre système de tirage fermé, le lait ne circule pas dans des tuyaux, ce qui minimise les tâches de nettoyage. Le nombre réduit de pièces permet en outre un montage très facile.

# Caractéristiques

## Matériau

- Biberon: 0 % BPA\*, Polypropylène
- Tétine: 0 % BPA\*, Silicone
- Tire-lait: 0 % BPA\* (pièces au contact des aliments uniquement)

## Facile d'utilisation

- Utilisation du tire-lait: Nettoyage et assemblage faciles, Moteur silencieux, Fonction de mémorisation, batterie rechargeable, Afficheur du moteur, Sac de voyage et housse de transport

## Fonctions

- Inutile de se pencher: Asseyez-vous confortablement
- Réglages: 16 niveaux d'expression, 8 niveaux de

stimulation

- Coussin souple et adaptatif: Stimulation douce

## Inclus

- Housse de transport: 1 Pièce(s)
- Biberon de 125 ml avec tétine 0 mois et +: 2 Pièce(s)
- Coussinets d'allaitement jetables: 2 Pièce(s)
- Kit tire-lait: 2 Pièce(s)
- Housse isotherme: 1 Pièce(s)
- Adaptateur micro-USB: 1 Pièce(s)
- Bloc moteur (rechargeable): 1 Pièce(s)
- Disque d'étanchéité: 2 Pièce(s)

## Power

- Tension secteur: 100 - 240 volt



Date de publication  
2021-05-02

Version: 4.2.1

EAN: 08 71010 39252 24

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)