

PHILIPS

AVENT

Dobbelt elektrisk brystpumpe

Udmalk mere mælk på mindre
tid

Inkl. blød massagepude

Rejsetaske og 2 flasker



SCF334/31



Mere komfort, mere mælk på mindre tid*

Dobbelt elektrisk brystpumpe med massagepude

Ultra Comfort-dobbeltbrystpumpen er velegnet, hvis du ikke har nok tid. Gør udmalkning hurtigere, og sid komfortabelt, mens den bløde massagepude blidt stimulerer mælketilstrømningen. Pumpen er støjsvag samt nem at samle, tilpasse, bruge og rengøre.

Nem indstilling, udmalkning og rengøring

- Få adskilte dele og brugervenligt design
- Lukket system, designet til hygiejnisk udmalkning
- Med vores Natural-flaske og -sut, så barnet får naturligt fat

Støjsvag pumpe til diskret udmalkning hvor som helst

- Designet til støjsvag udmalkning

1 tilstand for stimulering og 3 indstillinger for udmalkning

- Vælg den indstilling, der er effektiv og behagelig for dig

Stimulerer blidt mælkestrømmen

- Blød massagepude med masserende kronblade
- Mere mælk på mindre tid med dobbeltpumpling

Ingen grund til at læne dig fremad

- Komfortabel stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Vigtigste nyheder

Afslappende stilling ved udmalkning



Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i sutteflasken eller beholderen, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i sutteflasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk nemmere til.

Enkle indstillinger at vælge imellem

Når den er tændt, starter pumpen automatisk i blid stimuleringsstilstand for at få din mælk til at løbe. Vælg derefter mellem 3 pumpeindstillinger, som gør mælketilstrømningen behagelig for dig.

Blød massagepude



Vores massagepude har en blød og fløjsagtig struktur, der giver en varm fornemmelse på huden for komfortabel, skånsom stimulering af

mælketilstrømningen. Den ikoniske kronbladspude er designet til at efterligne barnets sutterytme og beregnet til forsigtigt at stimulere tilstrømningen.

Mere mælk på mindre tid



Reducer udmalkningstiden med dobbeltpumpe sammenlignet med enkeltpumpe.

Intet mælkespild i rørene



Intet mælkespild i rørene.

Nem indstilling, udmalkning og rengøring



Få enkeltdele og intuitivt design. Malk nemt mælken ud til babyen, når som helst.

Med vores Natural-sutteflaske



Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Støjsvag pumpe

Designet til diskret udmalkning når som helst.

Specifikationer

Design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Bred hals

Brystpumpedesign: Kompakt design

Oprindelsesland

England

Materiale

Flaske: BPA-fri*, Polypropylen

Sut: BPA-fri*, Silikone

Brystpumpe: BPA-fri* (kun dele, der kommer i kontakt med fødevarer)

Hvad følger med

Forseglingsdisk til opbevaring af mælk: 2 stk.

Natural-flaske 125 ml: 2 stk.

Brystpumpens kabinet: 2 stk.

Rejsetaske: 1 stk.

Basisenhed inkl. slanger: 1 stk.

Rejseetui: 2 stk.

Brystpudeprøvepakker: 1 pakke (2 stk.)

Pude i standardstørrelse (19,5 mm): 2 stk. (en større pude kan købes og sælges separat)

Brugervenlig

Brystpumpebrug: Nem rengøring, Fuldt ud kompatibelt sortiment, Intuitiv samling

Funktioner

Du behøver ikke læne dig frem: Sid i en behagelig stilling

Blød massagepude: Blid stimulering

Indstillinger: 1 stimuleringstilstand, 3 udmalkningsindstillinger

Udviklingsfaser

Fase: 0-6 måneder



* 83 % af mødre, der ammer, er enige om, at den elektriske Philips Avent Comfort-dobbeltbrystpumpe er komfortabel at bruge – Uafhængig test foretaget hjemme hos 81 mødre i USA, august 2012.

* Mere mælk: Uafhængige undersøgelser har vist, at der kan være en forbindelse mellem et bedre komfortniveau og mælkeproduktionen. Se www.philips.com/AVENT

* BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011