

PHILIPS

AVENT



Dubbel elektrisk bröstpump

Mer mjölk på kortare tid

Innehåller en mjuk
massagekudde

Resefodral och två flaskor



SCF334/31

Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*

Dubbel elektrisk bröstpump med massagekudde

Den dubbla Ultra Comfort-bröstpumpen är perfekt om du har bröstom. Pumpa snabbare och sitt bekvämt medan den mjuka massagekudden försiktigt stimulerar mjölkflödet. Pumpen är tyst och enkel att montera, anpassa, använda och rengöra.

Enkel att sätta samman, pumpa med och rengöra

- Få separata delar och en intuitiv design
- Slutet system, utformat för hygienisk pumpning
- Naturligt bra grepp med medföljande Natural-flaska och -dinapp

Tyst pump för diskret pumpning när du vill

- Utformad för att pumpa tyst

Ett stimuleringsläge och tre pumpinställningar

- Välj den inställning som är effektiv och bekväm för dig

Stimulerar varsamt mjölkflödet

- Mjuk massagekudde med bladformade massageplattor
- Mer mjölk på kortare tid med dubbel pumpning

Du slipper luta dig framåt

- Bekväm ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Funktioner

Avslappnande ställning när du pumpar



Bröstpumpen har en unik design som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan eller behållaren, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning flödar mjölken lättare.

Enkla inställningar att välja bland

När du startar pumpen inleds automatiskt det skonsamma stimuleringsläget så att mjölken börjar flöda. Välj sedan mellan tre pumpinställningar så att mjölken flödar bekvämt för dig.

Mjuk massagekudde



Vår massagekudde har en mjuk struktur som ger huden en varm känsla och som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet.

Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.

Mer mjölk på kortare tid



Minska pumpningstiden med dubbel pumpning jämfört med enkel pumpning.

Inget mjölkspill i slangarna



Inget mjölkspill i slangarna.

Enkel att sätta ihop, pumpa med och rengöra



Få separata delar och en intuitiv design. Enkelt att pumpa mjölk till barnet, när du vill.

Vår Natural-flaska medföljer



Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Tyst pump

Utformad för diskret pumpning, när som helst.

Specifikationer

Design

Bröstpumpsdesign: Kompakt design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Ursprungsland

England

Material

Flaskmata: BPA-fri*, Polypropylen

Napp: BPA-fri*, Silikon

Bröstpump: BPA-fri* (endast delar som kommer i kontakt med livsmedel)

Vad medföljer?

Förslutningslock för mjölkförvaring: 2 delar

Natural-flaska 125 ml: 2 delar

Bröstpumpenhet: 2 delar

Resefodral: 1 delar

Basenhet inklusive slangkopplingar: 1 delar

Reseskydd: 2 delar

Amningskupor, provförpackningar: 1-pack (2 st)

Kudde i standardstorlek (19,5 mm): 2 st (en kudde i större storlek säljs separat)

Lättanvänd

Användning av bröstpumpen: Enkel rengöring, Fullständigt kompatibelt utbud, Enkel montering

Funktioner

Du behöver inte luta dig framåt: Sitt bekvämt

Mjuk massagekudde: Skonsam stimulering

Inställningar: 1 stimuleringsläge, 3 pumpinställningar

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader

