

PHILIPS

AVENT

Tire-lait électrique double

Exprimez plus de lait, plus rapidement

Avec coussin massEUR souple

Sac de voyage et 2 biberons



SCF334/31



Plus de confort, plus de lait, plus rapide*

Tire-lait électrique double avec coussin massEUR

Le tire-lait double Ultra Comfort est idéal si vous manquez de temps. Exprimez votre lait en moins de temps tout en étant confortablement installée. Le coussin massEUR souple stimule doucement votre montée de lait. Il est peu bruyant et facile à assembler, personnaliser, utiliser et nettoyer.

Facile à assembler, utiliser et nettoyer

- Petit nombre de pièces et conception intuitive
- Système fermé conçu pour un tirage hygiénique
- Biberon et tétine Natural inclus pour une tétée naturelle

Pompe silencieuse pour un tirage discret, à tout moment

- Vous permet de tirer votre lait en toute discrétion

1 mode de stimulation et 3 réglages d'expression

- Choisissez le réglage le plus efficace et le plus confortable pour vous

Stimule la montée de lait, tout en douceur

- Coussin massEUR souple avec alvéoles de massage
- Plus de lait en moins de temps grâce au tire-lait double

Inutile de se pencher en avant

- Position de tirage confortable grâce à une conception unique

Points forts

Position de tirage relaxante



Avec ce tire-lait à la conception unique, le lait s'écoule directement de votre sein au biberon ou pot de conservation, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

Choix de réglages simples

Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage d'expression du lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.

Coussin masseur souple



Notre coussin masseur avec une texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait.

Le coussin à alvéoles unique reproduit la tétée de votre bébé, pour stimuler en douceur la montée de lait.

Pour recueillir davantage de lait, plus rapidement



Réduisez le temps de recueil de lait grâce à un tire-lait double au lieu d'un tire-lait simple.

Pas de fuite de lait dans les tubes



Pas de fuite de lait dans les tubes.

Facile à assembler, utiliser et nettoyer



Petit nombre de pièces et conception intuitive. Tirez votre lait à tout moment et en tout lieu.

Biberon Natural inclus



La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Pompe silencieuse

Conçu pour un tirage discret, à tout moment.

Caractéristiques

Design

Design du biberon: Forme ergonomique, Col large

Conception de tire-lait: Design compact

Pays d'origine

Angleterre

Matériau

Biberon: 0 % BPA*, Polypropylène

Tétine: 0 % BPA*, Silicone

Tire-lait: 0 % BPA* (pièces au contact des aliments uniquement)

Inclus

Disque d'étanchéité pour la conservation du lait: 2 Pièce(s)

Biberon Natural 125 ml: 2 Pièce(s)

Corps du tire-lait: 2 Pièce(s)

Housse de transport: 1 Pièce(s)

Base, flexible compris: 1 Pièce(s)

Couvercle de voyage: 2 Pièce(s)

Packs d'échantillons de coussinets

d'allaitement: 1 pack (2 pièces)

Coussin de taille standard (19,5 mm): 2 pièces (coussin de taille supérieure disponible et vendu séparément)

Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Nettoyage facile, Gamme entièrement compatible, Facile à assembler

Fonctions

Inutile de se pencher: Asseyez-vous confortablement

Coussin masseur souple: Stimulation douce

Réglages: 1 mode de stimulation, 3 réglages de tirage du lait

Étapes de développement

Étape: 0-6 mois



* 83 % des mères allaitant au sein affirment que le tire-lait électronique double Philips Avent Natural est agréable à utiliser - Test in situ indépendant auprès de 81 mamans aux États-Unis en août 2012.

* Plus de lait : des études indépendantes ont montré qu'il pouvait exister un lien entre le niveau de confort et la production de lait. Voir www.philips.com/AVENT

* Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.