

PHILIPS

AVENT

Elektrische Doppel-Milchpumpe
für Ihren Komfort

Komfort

Bonuspaket



SCF334/03



Mehr Komfort für mehr Milch

Wohlfühlen und Entspannen fördert den Milchfluss. Deswegen haben wir unsere bisher komfortabelste Milchpumpe entwickelt: Sitzen Sie in einer angenehmen Position, ohne sich unnötig vorbeugen zu müssen, und lassen Sie unser sanftes Massagekissen Ihren Milchfluss anregen.

Daten

Entwicklungsstufen

Stufe: Schwangerschaft, 0 bis 6 Monate

Ursprungsland

England

Lieferumfang

Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs

Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Material

Milchpumpe: Polypropylen, BPA-frei*

Flasche: Polypropylen, BPA-frei*

Sauger: Silikon, BPA-frei*

Design

Design der Flasche: Ergonomische Form, Breiter Hals

Design der Milchpumpe: Kompaktes Design

Lieferumfang

Probepackungen Stilleinlagen: 2 (2 Stilleinlagen für den Tag und 2 für die Nacht) pcs

Natural-Flasche, 125 ml: 2 pcs

Milchpumpengehäuse: 2 pcs

Standardkissen: 2 pcs

Basis inkl. Schlauch: 1 pcs

Ersatz-Membran: 2 pcs

Reisedeckel: 2 pcs

Bonus: Flaschenbürste: 1 pcs

Bonus: Naturnah-Flasche, 125 ml: 2 pcs

Bonus: Verschlussdeckel: 2 pcs

Bonus: Stilleinlagen für den Tag: 12 pcs

Bonus: Stilleinlagen für die Nacht: 6 pcs

Milchpumpe

Material: BPA-frei*

Benutzerfreundlichkeit

Verwendung der Milchpumpe: Intuitives Zusammensetzen, Einfache Reinigung, Vollständig kompatibles System

Funktionen

Kein Nach-vorne-lehnen: Bequeme Sitzposition

Weiches Massagekissen: Sanfte Stimulation

Einstellungen: 3 Abpumpeinstellungen, 1 Stimulationsmodus

Mehr Milch in kürzerer Zeit: Die optimale Zeitersparnis

Lieferumfang

Travel bag: 1 pcs

