

PHILIPS

AVENT

Podwójny laktator
elektryczny z serii Natural

Natural

2 butelki 125ml z szerokim
smoczkiem



Product Picture

SCF334/02



Większa wygoda, więcej pokarmu

Laktator z nakładką masującą

Gdy znajdujesz się w wygodnej pozycji i jesteś zrelaksowana, wówczas mleko łatwiej wypływa. Właśnie dlatego stworzyliśmy nasz najwygodniejszy jak dotąd laktator. Usiądź wygodnie, nie pochylając się do przodu i pozwól, aby miękka nakładka masująca delikatnie stymulowała wypływ mleka.

Usiądź wygodniej, nie pochylając się do przodu

- Wygodniejsza pozycja podczas odciągania pokarmu dzięki wyjątkowej konstrukcji

Delikatnie stymuluje uwalnianie i wypływ pokarmu

- Ciepła w dotyku, miękka nakładka masująca

Inne zalety

- Intuicyjne składanie. Łatwe, wizualne dopasowywanie części
- Lekka i niewielka konstrukcja; poręczna torba podróżna w zestawie
- Łatwe czyszczenie dzięki niewielkiej liczbie oddzielnych części
- Łatwa obsługa za dotknięciem przycisku

Wybierz ustawienie, które najbardziej Ci odpowiada

- Tryb delikatnej stymulacji i 3 ustawienia odciągania pokarmu

Więcej pokarmu w krótszym czasie

- Wspaniała oszczędność czasu dla mam

Zalety

Wygodniejsza pozycja



Laktator charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć wygodniej podczas używania laktatora i nie musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko znalazło się w butelce. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu w naturalny sposób sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.

Łatwy wybór ustawień

Po włączeniu laktator automatycznie przechodzi w tryb delikatnej stymulacji, aby uruchomić wypływ pokarmu. Następnie możesz wybrać jedno z 3 ustawień odciągania — zgodnie ze swoimi preferencjami.

Miękka nakładka masująca



Nasza nakładka masująca ma nową, miękką, aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku — dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje

wypływ pokarmu. Została ona zaprojektowana tak, aby naśladować ssanie dziecka i delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu pokarmu.

Łatwe czyszczenie

Czyszczenie jest łatwe dzięki niewielkiej liczbie oddzielnych części. Twój pokarm nigdy nie zetknie się z rurką ani z podstawą. Wszystkie części — poza elektrycznymi — można myć w zmywarce.

Łatwa obsługa

Podwójne laktatory elektryczne są idealne dla mam, które regularnie odciągają pokarm. Oszczędzają czas, wygodnie odciągając pokarm z obu piersi na raz.

Oszczędność czasu dla mam

Badania wykazały, że jednoczesne odciąganie pokarmu z obu piersi jest bardziej wydajne i może powodować szybsze wytwarzanie pokarmu.*

Intuicyjne składanie

Łatwe, wizualne dopasowywanie części umożliwia intuicyjne składanie.

Kompaktowa konstrukcja

Laktator ma niewielkie wymiary, dzięki czemu łatwo go chwycić i odpowiednio dopasować do piersi. Jego podstawa jest mała i lekka — można ją ustawić w zasięgu ręki, aby mieć pełną kontrolę podczas odciągania pokarmu. Rurkę można łatwo owinąć wokół podstawy, co zapewnia dodatkową wygodę podczas transportu i przechowywania. Do laktatora dołączona jest poręczna torba podróżna.

Dane techniczne

Laktator

Materiał: Bez bisfenolu A*

Konstrukcja

Konstrukcja laktatora: Kompaktowa

konstrukcja

Projekt butelki: Ergonomiczny kształt, Szeroka szyjka

Kraj pochodzenia

Wielka Brytania

Materiał

Butelka: Polipropylen, Bez bisfenolu A*

Laktator: Polipropylen, Bez bisfenolu A*

Smoczek: Silikon, Bez bisfenolu A*

Zawartość zestawu

Opakowanie z próbkami wkładek

laktacyjnych: 2 (2 wkładki na dzień i 2 wkładki na noc) szt.

Wyjątkowo miękki smoczek dla noworodków: 2 szt.

Pokrywka zamykająca do przechowywania pokarmu: 2 szt.

Butelka Natural 125 ml: 2 szt.

Część główna laktatora: 2 szt.

Nakładka w standardowym rozmiarze: 2 szt.

Torba podróżna: 1 szt.

Podstawa z rurką: 1 szt.

Zapasowa membrana: 2 szt.

Ostona podróżna: 2 szt.

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Intuicyjne składanie,

Łatwe czyszczenie, Zgodność ze wszystkimi produktami

Funkcje

Bez konieczności pochylania się do przodu:

Siedzenie w wygodnej pozycji

Miękka nakładka masująca: Delikatna stymulacja

Ustawienia: 3 ustawienia odciągania, 1 tryb stymulacji

Więcej pokarmu w krótszym czasie: Wspaniała oszczędność czasu

Etapy rozwoju

Etap: 0–6 miesięcy

