

PHILIPS

AVENT

Komfortabel og elektrisk
dobbeltbrystpumpe

Natural

Indeholder 2x 125 ml flaske



SCF334/02



Mere komfort, mere mælk

Brystpumpe med massagepude

Når du er afslappet, løber mælken nemmere til. Derfor har vi skabt vores mest behagelige brystpumpe til dato: Sid behageligt uden behov for at læne dig frem, og lad vores bløde massagepude stimulere mælketilstrømningen blidt.

Sid mere behageligt uden at skulle læne dig frem

- Mere behagelig stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Stimulerer mælketilstrømningen blidt

- Blød massagepude med varm fornemmelse

Andre fordele

- Intuitiv samling. Nem visuel sammensætning af dele
- Kompakt letvægtsdesign, der indeholder en praktiske rejsetaske
- Nem rengøring takket være det lille antal adskilte dele
- Nem betjening med et tryk på en knap

Vælg den indstilling, der er mest behagelig for dig

- Har en blid stimuleringstilstand og 3 pumpeindstillinger

Mere mælk på mindre tid

- Tidsbesparende for mødre

Vigtigste nyheder

Mere behagelig stilling



Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i flasken, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde mere behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i flasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk helt naturligt nemmere til.

Enkle indstillinger at vælge imellem



Når den er tændt, starter pumpen automatisk i blid stimuleringstilstand for at få din mælk til at løbe. Vælg derefter mellem 3 pumpeindstillinger for at gøre mælketilstrømningen mest behagelig for dig.

Blød massagepude



Vores massagepude har fået en ny, blød og fløjsagtig struktur, der giver en varm fornemmelse på huden for komfortabel, skånsom stimulering af mælketilstrømningen. Puden er designet til forsigtigt at efterligne barnets sutterytme og hjælpe med at stimulere tilstrømningen.

Nem rengøring

Nem rengøring takket være det lille antal adskilte dele. Din mælk kommer aldrig i kontakt med slangerne og basisenheden. Alle dele tåler maskinopvask, med undtagelse af de elektriske dele.

Nem betjening

Dobbelte elektriske brystpumper er ideelle til mødre, som udmalker regelmæssigt. Spar tid ved at udmalke fra begge bryster på én gang.

Tidsbesparende for mødre

Samtidig udmalkning fra begge bryster har vist sig mere effektivt og kan endda øge din evne til at producere modermælk.*

Intuitiv samling



Nem visuel sammensætning af dele for intuitiv samling.

Kompakt design



Brystpumpen har et kompakt design, som gør det nemmere at holde og placere den på brystet. Den lille, lette basisenhed kan nemt placeres inden for behagelig rækkevidde og give fuld kontrol under udmalkningen. For at gøre det ekstra praktisk i forbindelse med transport og opbevaring kan røret blot foldes rundt om basisenheden. Brystpumpen fås med en praktisk rejsetaske.

Specifikationer

Oprindelsesland

England

Udviklingsfaser

Fase: 0-6 måneder

Design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Bred hals

Brystpumpedesign: Kompakt design

Materiale

Brystpumpe: Polypropylen, BPA-fri*

Flaske: Polypropylen, BPA-fri*

Sut: Silikone, BPA-fri*

Hvad følger med

Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs

Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Hvad følger med

Brystpudeprøvepakker: 2 (2 dagpuder og 2 nattepuder) pcs

Natural-flaske 125 ml: 2 pcs

Brystpumpens kabinet: 2 pcs

Pude i standardstørrelse: 2 pcs

Basisenhed inkl. slanger: 1 pcs

Ekstra membran: 2 pcs

Rejseetui: 2 pcs

Brystpumpe

Materiale: BPA-fri*

Brugervenlig

Breast pump use: Intuitiv samling, Nem rengøring, Fuldt ud kompatibelt sortiment

Funktioner

Du behøver ikke læne dig frem: Sid i en behagelig stilling

Blød massagepude: Blid stimulering

Settings: 3 udmalkningsindstillinger, 1 stimuleringstilstand

Mere mælk på mindre tid: Tidsbesparende

Hvad følger med

Rejsetaske: 1 pcs

