

PHILIPS

AVENT



İkili elektrikli göğüs pompası

Daha kısa sürede daha fazla süt sağma

Yumuşak masaj yastığı dahildir

Seyahat çantası ve 2 biberon



SCF334/61

Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*

Masaj yastıklı ikili elektrikli göğüs pompası

Çok fazla zamanınız yoksa Ultra Comfort İkili Göğüs Pompası sizin için idealdir. Rahatça oturup yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin vererek süt sağma süresini kısaltın. Pompa, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir, kişiselleştirilebilir, kullanılabilir ve temizlenebilir.

Kolay kurulum, sağma ve temizleme

- Az sayıda parça ve yenilikçi tasarım
- Hijyenik süt sağma için tasarlanan kapalı sistem
- Doğal kavrama için Natural biberon ve biberon emziğiyle birlikte gelir

Dilediğiniz zaman süt sağma imkanı için sessiz pompa

- Sessiz bir şekilde süt sağmanız için tasarlanmıştır

1 uyarı modu ve 3 süt sağma ayarı

- Sizin için etkili ve konforlu ayarı seçin

Nazikçe süt akışı sağlar

- Masaj yaprakçıklarına sahip yumuşak masaj yastığı
- İkili pompa ile daha kısa sürede daha fazla süt

Öne eğilmenize gerek yok

- Benzersiz tasarımı sayesinde rahat süt sağma pozisyonu

Özellikler

Rahat süt sağma pozisyonu



Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona veya kaba akmasını sağlar. Böylece pompayı kullanırken sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmenize gerek olmadan rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompayı kullanırken konforlu ve rahat bir şekilde oturmanız, sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.

Kolay ayar seçimi

Pompa açıldığında süt akışını sağlamak için otomatik olarak nazik uyarma modunda başlatılır. Ardından, sütünüzün rahat bir şekilde akması için 3 pompa ayarı arasında seçim yapın.

Yumuşak masaj yastığı



Masaj başlığımızın yumuşak, kadifemsi dokusu cildinizin rahatlaması ve süt akışınızın nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. İkonik

yaprakçıklı yastık, süt akışını nazikçe uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

Daha kısa sürede daha fazla süt



Tek pompaya kıyasla ikili pompa ile süt sağma süresini azaltın.

Tüplerden süt dökülmez



Tüplerden süt dökülmez.

Kolay kurulum, sağma ve temizleme



Az sayıda parça ve sezgisel tasarım. Bebeğiniz için dilediğiniz zaman anne sütü sağın.

Natural biberon dahildir



Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Sessiz pompa

Dilediğiniz zaman sessiz süt sağma için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

Tasarım

Göğüs pompası tasarımı: Compact design

Biberon tasarımı: Ergonomic shape, Wide neck

Menşei

İngiltere: Yes

Malzeme

Biberon: BPA free*, Polypropylene

Emzik: BPA free*, Silicone

Göğüs pompası: BPA içermez* (yalnızca gıdayla temas eden parçalar)

Paket içeriği

Süt saklamak için sızdırmaz disk: 2 adet

Natural biberon 125 ml/4 oz: 2 adet

Göğüs pompası gövdesi: 2 adet

Tüp sistemli taban ünitesi: 1 adet

Travel bag: 1 adet

Seyahat muhafazası: 2 adet

Göğüs pedi deneme paketleri: 1 paket (2 parça)

Standart boy yastık (19,5 mm): 2 adet (daha büyük boyutta bir yastık mevcuttur ve ayrı olarak satılır)

Kullanım kolaylığı

Göğüs pompası kullanımı: Easy cleaning, Fully compatible range, Intuitive assembly

Fonksiyonlar

Öne eğilme zorunluluğu yoktur: Sit in a comfortable position

Yumuşak masaj yastığı: Gentle stimulation

Ayarlar: 1 Stimulation mode, 3 Expression settings

Gelişim evreleri

Evre: 0 - 6 ay



* Bebek emziren annelerin %83'ü, Philips Avent Comfort ikili elektrikli göğüs pompasının kullanım sırasında rahat olduğunu kabul ediyor (ABD'de 81 anne ile gerçekleştirilen bağımsız ürün testi, Ağustos 2012).

* Daha fazla süt: Yapılan bağımsız araştırmalar rahatlık seviyesiyle süt üretimindeki artış arasında bağlantı olabileceğini göstermiştir. Bkz: www.philips.com/AVENT

* BPA içermeyen göğüs pompası: Yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir. AB 10/2011 düzenlemesine uygundur