

PHILIPS

Product Picture

AVENT

ขวดนมทารก Natural

1 ขวด

9 ออนซ์/260 มล.

จุกนมไหลช้า

1 เดือนขึ้นไป

SCF627/17

วิธีที่เป็นธรรมชาติในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม

จุกนม Avent ที่มีการออกแบบอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้

ขวดนมรูปแบบใหม่ของเราช่วยให้ขวดนมมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น สำหรับคุณและลูกน้อยของคุณ จุกนมของเรามีการออกแบบอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ ที่ล้ำสมัยสำหรับให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนได้ดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยของคุณ ในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม

สลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนมได้ง่าย

- ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง

การป้อนนมลูกน้อยที่สบาย และอึดอ้อมยิ่งขึ้น

- อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครเพื่อจุกนมนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้เสียรูปทรง

ระบายลมออกจากช่องท้องของลูกน้อย

- ระบบชั้นสูงในการป้องกันอาการโคลิคด้วยการออกแบบบวาล์วคู่

ประโยชน์ด้านอื่นๆ

- สามารถใช้งานร่วมกับ Philips Avent Natural ได้ทุกรุ่น
- ขวดนมนี้ปลอดสาร BPA*
- ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย ประกอบง่ายและรวดเร็ว
- มีจำหน่ายในขนาดที่แตกต่างกัน

จับและถือได้ง่ายทุกทิศทาง

- รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

ไฮไลต์

วาล์วชั้นสูงป้องกันอาการโคลิค



การออกแบบวาล์วคู่แบบใหม่ช่วยลดการเกิดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายโดยการระบายอากาศเข้าสู่ขวดนมแทนที่จะไหลเข้าสู่ท้องลูกน้อย

สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นๆ



ขวดนม Philips Avent Natural แบบใหม่ สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Philips Avent ได้ทุกรุ่น ยกเว้นขวดนมและที่จับ Classic เราขอแนะนำให้ใช้ขวดนม Natural กับจุกนม Natural เท่านั้น

ขนาดที่แตกต่างกัน

ขวดนม Philips Avent Natural มีจำหน่าย 4 ขนาด: 2 ออนซ์/60 มล., 4 ออนซ์/125 มล., 9 ออนซ์/260 มล. และ 11 ออนซ์/330 มล. ขวดนมทุกแบบมีจำหน่ายในแบบแพ็คเกจเดี่ยวและแพ็คเกจหลายชิ้น

รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์



รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความถนัดมือสูงสุด แม้แต่เมื่อเล็กลงของลูกน้อย

ยัดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ



จุกนมที่มีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้างทำให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม

ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย




คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว

ขวดนมนี้ปลอดสาร BPA*



ขวดนม Philips Avent Natural ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA* (โพลีโพรพิลีน)

อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่สบายไม่เหมือนใคร



อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้อันนุ่มเพิ่มความนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้จุกนมเสียรูปทรง ลูกของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการดูดนมที่สะดวกสบายและดูดได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

ดีไซน์

การออกแบบขวดนม: รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์, คอขวดกว้าง, การตกแต่ง

วัสดุ

ขวดนม: โพลีโพรพิลีน, ปลอดสาร BPA*

จุกนม: ซิลิโคน, ปลอดสาร BPA*

อุปกรณ์ต่างๆ

ขวดนมทารก: 1 ชิ้น

ใช้งานง่าย

การใช้งานขวดนม: จับถือได้ง่าย, ประกอบชิ้นส่วนง่าย, ง่ายต่อการทำความสะอาด

ขวดนม

วัสดุ: ปลอดสาร BPA*

ความจุ: 9 oz

ฟังก์ชัน

วาล์วป้องกันอาการโคลิค: ระบบป้องกันอาการโคลิคชั้นสูง
ดูดติด: ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ, สลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนมได้ง่าย

จุกนม: อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่สบายไม่เหมือนใคร, จุกนมนุ่มและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ

ระยะเวลาพัฒนาการ

ช่วง: 0-12 เดือน

