

# PHILIPS

## AVENT

Comfort dupla  
elektromos mellszívó

Natural

2 db 125 ml-es üveggel

 Product Picture

SCF334/02



## Nagyobb kényelem, több tej

### Mellszívó készülék masszázspárnával

Amikor kellemesen érzi magát és nyugodt, könnyebben indul meg a tejtermelés. Ezért alkottuk meg eddigi legkényelmesebb mellszívónkat. Nem kell többé előredőlnie – üljön kényelmesen, mialatt a puha masszázspárna gyengéden stimulálja a tej áramlását.

#### **Nem kell többé előredőlnie - üljön kényelmesen**

- Kényelmesebb fejtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

#### **Gyengéd stimulálás a tejáramlásért és -kiürülésért**

- Puha masszázspárna meleg érzettel

#### **Egyéb előnyök**

- Natural üveggel és etetőcumival, mely természetes mell-érzetet biztosít
- Intuitív összeszerelés. Az alkatrészek illeszkedése könnyen észrevehető
- A kompakt, kis súlyú kivitel praktikus utazótáskát tartalmaz
- Az alkatrészek kis számának köszönhetően egyszerűen tisztítható
- Egyszerű használat egy gombnyomásra

#### **Válassza ki az Ön számára legkényelmesebb beállítást**

- Enyhe stimulációs üzemmóddal és 3 szívási fokozattal

#### **Több tej rövidebb idő alatt**

- A tökéletes időtakarékos megoldás az anyukák számára

# Fénypontok

## Még kényelmesebb testtartás



A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

## Egyszerűen kiválasztható beállítások

A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd működni a tejelválasztás beindításához. Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön számára legkényelmesebb tejleadást biztosítót.

## Puha masszázspárna



A masszázspárnánk egy új, puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így elősegíti a tejleadás stimulálását.

## Egyszerűen tisztítható

Az alkatrészek kis számának köszönhetően egyszerűen tisztítható. A tej soha nem érintkezik a tömlővel és az alapegységgel. Az elektromos részek kivételével minden alkatrész tisztítható mosogatógépben.

## Egyszerű használat

A dupla elektromos mellszívók a tejet rendszeresen fejő anyukák számára ideálisak. A két mellből egyszerre történő, kényelmes fejéssel idő takarítható meg.

## Tökéletes időtakarékos megoldás az anyukák számára

Az anyatej mindkét mellből egyszerre történő fejeése bizonyítottan hatékonyabb, ráadásul az anyatejtermelés képességét is javíthatja.\*

## Intuitív összeszerelés

Az alkatrészek könnyedén illeszkednek egymáshoz az egyszerű összeszerelés érdekében.

## Kompakt kialakítás

A mellszívót kompakt kialakításának köszönhetően egyszerű a mellére helyezni és ott tartani. A kisméretű alapegységet könnyedén kényelmes közelségbe helyezheti, hogy kézben tarthassa az irányítást fejés közben is. A kivételesen kényelmes utazáshoz és tároláshoz a tömlő egyszerűen rátekerhető az alapegységre. A mellszívóhoz praktikus utazótáska is tartozik.

## Natural etetőcumival

A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

# Műszaki adatok

## Anyag

**Cumisüveg:** polipropilén, BPA-mentes\*  
**Mellszívó:** polipropilén, BPA-mentes\*  
**Cumifej:** Szilikon, BPA-mentes\*

## Mellszívó

Anyag: BPA free\*

## Kialakítás

**Cumisüveg kialakítása:** Ergonomikus kialakítás, Széles nyakú  
**Mellszívó kialakítása:** Kompakt kialakítás

## Származási hely

Anglia

## A következőt tartalmazza:

**Extra soft newborn flow nipple:** 2 db  
**Melltartóbetét csomagok:** 2 (2 nappali melltartóbetét és 2 éjjeli melltartóbetét) db  
**Tejzáró:** 2 db  
**Natural cumisüveg, 125 ml-es:** 2 db  
**Mellszívó ház:** 2 db  
**Normál méretű párna:** 2 db  
**Alapegység tömlővel:** 1 db  
**Utazótáska:** 1 db  
**Tartalék membrán:** 2 db  
**Üti fedél:** 2 db

## Egyszerű használat

**Mellszívó használata:** Intuitív összeszerelés, Egyszerűen tisztítható, Teljesen kompatibilis termékvonal

## Funkciók

**Nem szükséges előrehajolni:** Ülés kényelmes testhelyzetben  
**Puha masszázspárna:** Lágy stimuláció  
**Beállítások:** 3 fejési beállítás, 1 stimulációs üzemmód  
**Több tej rövidebb idő alatt:** The perfect time saver

## Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–6 hó



\* 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

\*\* A koraszülést követő fejési módszerek véletlenszerűen végzett, ellenőrzött összehasonlító vizsgálata (Jones et al. ADC 2001;85:F91).