

# PHILIPS

 Product Picture

## AVENT

### Naturlig smokk

To deler

Rask gjennomstrømming

6 md.+

SCF654/27

## Den naturlige måten å mate med flaske på Avent-smokk med bladdesign

Den nye smokken vår gjør matingen mer naturlig for babyen og for deg. Smokken har en nyskapende bladdesign som gjør at babyen får naturlig tak som på et bryst, og dermed blir det enklere for babyen å kombinere matning fra bryst og fra flaske.

#### **0 % BPA (uten bisfenol A)**

- BPA-fri smokk

#### **Lett å kombinere amming og matning med flaske**

- Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

#### **En mer komfortabel og tilfredsstillende matning for babyen**

- Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

#### **Holder på luften for å unngå babyens mage**

- Avansert anti-kolikkssystem med nyskapende dobbel ventil

#### **Andre fordeler**

- Forskjellige gjennomstrømningshastigheter for den mest komfortable matingen
- Kompatibel med Philips Avent Natural-tåteflaske

## Høydepunkter

### Babyen får tak naturlig

Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

### Unike komfortblader

Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.

### Avansert anti-kolikkventil

Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.

### BPA-fri

Denne flasken er laget av silikon – et materiale uten BPA (i henhold til EU-direktiv 2011/8/EU)

### Forskjellige gjennomstrømningshastigheter

Philips Avent har fire forskjellige gjennomstrømningshastigheter slik at den holder følge med hvordan babyen vokser. Husk at aldersindikasjonene er anslag, siden babyer utvikler seg i forskjellig hastighet. Philips Avent har smokken med gjennomstrømming for nyfødte med 1 hull (0 md.+), smokken med sakte gjennomstrømming med 2 hull (1 md.+), smokken med medium gjennomstrømming med 3 hull (3 md.+), og smokken med rask gjennomstrømming med 4 hull (6 md.+). Alle smokkene er tilgjengelige i dobbeltpakninger.

### Kompatibel med Natural-flaske

Vi anbefaler at du bruker Natural-smokker kun sammen med Natural-flasker.

## Spesifikasjoner

### Opprinnelsesland

England

### Utviklingsstrinn

Trinn: 0–6 måneder

### Følgende er inkludert:

Myk smokk med rask gjennomstrømming:  
2 pcs

### Materiale

Smokk: Silikon, BPA-fri\*

### Utforming

Brystvortedesign: Brystformet smokk, Unike komfortblader, Ekstra bred

### Smokk

Gjennomstrømningshastighet: Rask gjennomstrømming

Hull: 4 hull

Måneder: 6 md.+

### Funksjoner

Nipple: Unike komfortblader, Ekstra myk og fleksibel smokk

### Funksjoner

Anti-kolikkventil: Avansert system for å redusere kolikk

### Funksjon

Få tak: Kombiner amming og mating med flaske enkelt, Babyen får tak naturlig

