


PHILIPS

AVENT

Tire-lait électrique
double Confort

SCF334/13



Plus de confort, plus de lait

Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, l'extraction de votre lait se fait plus facilement. C'est pourquoi nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Asseyez-vous confortablement, sans avoir à vous pencher vers l'avant, et laissez notre coussin massEUR souple stimuler le débit de lait en douceur.

Asseyez-vous plus confortablement, sans vous pencher en avant

- Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

Stimule en douceur la montée de lait et le débit

- Coussin massEUR doux chaud au toucher

Autres avantages

- Comprend notre tétine et notre biberon Naturels pour une tétée naturelle.
- Facile à assembler. Visualisation facile de l'assemblage des pièces
- Compact et léger ; sac de voyage pratique compris
- Nettoyage facile grâce au nombre restreint de pièces

Choisissez le réglage le plus confortable

- Avec un mode de stimulation douce et 3 réglages d'expression du lait

Pour recueillir davantage de lait, plus rapidement

- Fait gagner du temps aux mamans

Caractéristiques

Position plus confortable

Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

Choix de réglages simples

Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.

Nettoyage facile

Le nettoyage est facile grâce au nombre restreint de pièces. Votre lait ne sera jamais en contact ni avec le flexible, ni avec la base. Toutes les pièces passent au lave-vaisselle à l'exception des pièces électriques.

Fait gagner du temps aux mamans

Il est reconnu qu'exprimer le lait simultanément avec les deux seins est plus efficace, et peut même stimuler votre production de lait.*

Facile à assembler

Visualisation facile de l'assemblage des pièces, pour un assemblage intuitif.

Design compact

Le tire-lait est compact, ce qui permet de le positionner et de le tenir facilement. La base moteur est petite et légère et peut être placée à portée de main pour une maîtrise totale lors de l'utilisation. Pour un transport et un rangement encore plus pratique, le cordon d'alimentation s'enroule simplement autour de la base. Fourni avec un sac de voyage.

Comprend notre tétine Naturelle

La tétine large en forme de sein permet des tétées aussi naturelles qu'au sein, ce qui facilite l'alternance entre l'allaitement au sein et au biberon pour votre bébé.

Coussin masseur doux

Notre coussin masseur a une texture douce et veloutée qui est chaude sur la peau pour une stimulation confortable et en douceur de votre montée de lait. Pendant l'extraction, il reproduit l'effet de succion du bébé pour une extraction naturelle et une efficacité cliniquement prouvée. Le coussin masseur doux est conçu pour convenir parfaitement à la plupart des mamans. Au besoin, un coussin plus petit est vendu séparément.

Spécifications

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

Pays d'origine

England

Matériau

Tire-lait: Polypropylène
Biberon: Polypropylène, 0 % BPA*
Tétine: Silicone, Sans BPA*

Design

Conception de tire-lait: Design compact
Design du biberon: Forme ergonomique, Col large

Inclus

Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs
Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Inclus

Biberon Natural 125 ml: 2 pcs
Corps du tire-lait: 2 pcs
Base, flexible compris: 1 pcs
Goupillon de biberon inclus: 1 pcs
Coussin de grande taille: 2 pcs
Coussinets d'allaitement de jour inclus: 12 pcs
Coussinets d'allaitement de nuit inclus: 6 pcs
Échantillons de coussinets d'allaitement: 1 paire de coussinets d'allaitement confort et 1 paire de coussinets d'allaitement de nuit

Simplicité d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Facile à assembler, Nettoyage facile, Gamme entièrement compatible

Fonctions

Inutile de se pencher: Asseyez-vous confortablement
Coussin masseur souple: Stimulation douce
Réglages: 3 réglages de tirage du lait, 1 mode de stimulation
Pour recueillir davantage de lait, plus rapidement: Gain de temps

Inclus

Housse de transport: 1 pcs

