

PHILIPS

AVENT



Dubbele elektrische borstkolf

Kolf meer melk in minder tijd

Bevat zacht massagekussen

Reistas en 2 flessen



SCF334/31

Meer comfort en meer melk in minder tijd*

Dubbele elektrische borstkolf met massagekussen

De Ultra Comfort dubbele borstkolf is ideaal als je weinig tijd hebt. Versnel het afkolven en ontspan terwijl het zachte massagekussen de toevoer stimuleert. De stille kolf is makkelijk in te stellen, te personaliseren, te gebruiken en schoon te maken.

Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en schoonmaken

- Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp
- Gesloten systeem, ontworpen voor hygiënisch afkolven
- Inclusief onze Natural-fles en -speen voor natuurlijk aanleggen

Stille pomp voor discreet afkolven op elk moment

- Ontworpen voor stil afkolven

Eén stimulatiestand en drie kolfinstellingen

- Kies de instelling die effectief en aangenaam is voor jou

Stimuleert zacht de melkafgifte

- Zacht massagekussen met massagepunten
- Meer melk in minder tijd door dubbel kolven

Je hoeft niet voorover te leunen

- Comfortabele kolfpositie door uniek design

Kenmerken

Comfortabele kolfpositie



Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles of beker stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je comfortabel kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terecht komt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.

Eenvoudige instellingen om uit te kiezen

Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze automatisch in de zachte stimulatiemodus om de melkafgifte op gang te brengen. Kies dan uit een van de 3 afkolvingsinstellingen om de melkafgifte voor jou aangenaam te laten verlopen.

Zacht massagekussen



De satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je

melkafgifte. Ons karakteristieke massagekussen imiteert het zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie van de melkafgifte.

Meer melk in minder tijd



Minder tijd nodig door dubbel kolven vergeleken met enkel kolven.

Er blijft geen melk in de slangen achter



Er blijft geen melk in de slangen achter.

Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en schoonmaken



Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp. Eenvoudig melk afkolven voor je baby, waar je ook bent.

Inclusief onze Natural-fles



De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Stille pomp

Ontworpen voor discreet afkolven op elk moment.

Specificaties

Ontwerp

Ontwerp borstkolf: Compact ontwerp

Flesontwerp: Ergonomische vormgeving, Brede hals

Land van herkomst

Engeland

Materiaal

Flesvoeding: BPA-vrij*, Polypropyleen

Speen: BPA-vrij*, Siliconen

Borstkolf: BPA-vrij * (alleen onderdelen die met voedsel in aanraking komen)

Inclusief

Afsluitplaatje voor melkopslag: 2 stk

Natural-fles van 125 ml: 2 stk

Borstkolfbehuizing: 2 stk

Basisunit incl. slang: 1 stk

Reistas: 1 stk

Reisdeksel: 2 stk

Proefverpakkingen borstkompressen: 1 set (2 stuks)

Normaal kussen (19,5 mm): 2 stuks (een groter kussen is afzonderlijk verkrijgbaar)

Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Makkelijk schoon te maken, Volledig combineerbaar assortiment, Intuïtief in elkaar te zetten

Funcities

Niet langer vooroverleunen: Zitten in een comfortabele positie

Zacht massagekussen: Zachte stimulatie

Instellingen: 1 stimulatiemodus, 3 afkolvingsinstellingen

Ontwikkelingsfasen

Stapje: 0 - 6 maanden

