

PHILIPS

AVENT

Sähkökäyttöinen, 2-osainen
Comfort-rintapumppu

Natural

Sisältää 2 kpl 125 ml:n pulloa



SCF334/02



Mukava olo, enemmän maitoa

Rintapumppu ja hierontatyyny

Kun tunnet olosi miellyttäväksi ja rentoutuneeksi, maitoa virtaa helpommin. Siksi kehitimme ainutlaatuisen miellyttävän rintapumpun. Voit istua rennosti mukavassa asennossa ja antaa pehmeän hierontatyynyn stimuloida hellävaraisesti maidon virtausta.

Istut mukavammissa asennossa eteenpäin nojaamatta

- Istu mukavammin ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Stimuloi hellävaraisesti maidon tuloa

- Pehmeä hierontatyyny lämmittää

Muita etuja

- Yksinkertainen kokoaminen, visuaalisesti tunnistettavat osat
- Kompakti ja kevyt muotoilu, mukana kätevä kantolaukku
- Helppo puhdistaa, koska erillisiä osia on vähän
- Helppo käyttää yhdellä painikkeen painalluksella

Valitse miellyttävin asetus

- Hellävarainen stimulointitila ja 3 pumppausasetusta

Enemmän maitoa nopeammin

- Säästää äidin aikaa

Kohokohdat

Mukavampi asento



Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin pumpatessasi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous pumppaamisen aikana helpottavat maidon virtausta.

Valitse yksinkertaisista asetuksista



Kun pumppu käynnistetään, se on automaattisesti hellävaraisessa stimuloititilassa, jotta maito alkaa virrata. Valitse kolmesta pumppausasetuksesta sinulle sopivin.

Pehmeä hierontatyyny



Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuotantoa.

Helppo puhdistaa

Puhdistaminen on helppoa, koska erillisiä osia on vähän. Maito ei joudu kosketuksiin letkujen ja laitteen kanssa. Kaikki osat sähköisiä osia lukuun ottamatta voi pestä astianpesukoneessa.

Helppokäyttöinen

Sähkökäyttöiset 2-osaiset rintapumput soveltuvat äideille, jotka pumppaavat maitoa säännöllisesti. Säästä aikaa pumppaamalla mukavasti molemmista rinnoista samaan aikaan.

Säästää äidin aikaa

Molempien rintojen pumppaaminen samanaikaisesti on todettu tehokkaammaksi pumppaustavaksi, joka voi myös tehostaa maidontuotantoa.*

Helppo koota



Osat on helppo yhdistää visuaalisesti koonnin helpottamiseksi.

Pienikokoinen



Kompakti muotoilu helpottaa rintapumpun asettamista rinnalle. Pienen ja kevyen pumpun voi helposti asettaa sopivalle etäisyydelle, jolloin sitä on helppo säätää pumppauksen aikana. Pumpua on kätevä kuljettaa ja säilyttää, sillä letku kiertyy pumpun ympärille. Pumpun mukana toimitetaan kätevä kantolaukku.

Tekniset tiedot

Kehitysvaiheet

Vaihe: 0–6 kuukautta

Alkuperämaa

England

Muotoilu

Rintapumpun muotoilu: Pienikokoinen
Pullon muotoilu: Ergonominen muotoilu, Leveä suuaukko

Sisältö

Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs
Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Materiaali

Pullo: Polypropeeni, Ei BPA:ta*
Breast pump: Polypropeeni, Ei BPA:ta*
Tutti: Silikoni, Ei BPA:ta*

Sisältö

Liivinsuojusten näytepakkaus: 2 (2 päivä- ja 2 yökäyttöön) pcs
Natural-pullo 125 ml: 2 pcs
Rintapumppu: 2 pcs
Vakiokokoinen tyyny: 2 pcs
Laite ja letkut: 1 pcs
Varakalvo: 2 pcs
Matkasuojus: 2 pcs

Rintapumppu

Materiaali: Ei BPA:ta*

Helppokäyttöinen

Rintapumpun käyttö: Helppo koota, Helppo puhdistaa, Täysin yhteensopiva sarja

Toiminnot

Ei nojaamista eteenpäin: Mukavampi istuma-asento

Pehmeä hierontatyyny: Hellävarainen stimulointi

Settings: 3 pumppausasetusta, 1 stimuloititila

Enemmän maitoa nopeammin: Säästää aikaa

Sisältö

Travel bag: 1 pcs

