

PHILIPS

AVENT

Naturlig smokk

To deler

Medium gjennomstrømming

3 md.+

SCF653/27



Den naturlige måten å mate med flaske på Avent-smokk med bladdesign

Den nye smokken vår gjør matingen mer naturlig for babyen og for deg. Smokken har en nyskapende bladdesign som gjør at babyen får naturlig tak som på et bryst, og dermed blir det enklere for babyen å kombinere matning fra bryst og fra flaske.

0 % BPA (uten bisfenol A)

- BPA-fri smokk

Lett å kombinere amming og matning med flaske

- Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

En mer komfortabel og tilfredsstillende matning for babyen

- Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

Holder på luften for å unngå babyens mage

- Avansert anti-kolikkssystem med nyskapende dobbel ventil

Andre fordeler

- Forskjellige gjennomstrømningshastigheter for den mest komfortable matingen
- Kompatibel med Philips Avent Natural-tåteflaske


Høydepunkter

Babyen får tak naturlig



Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Unike komfortblader



Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.

Avansert anti-kolikkventil



Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.

BPA-fri



Denne flasken er laget av silikon – et materiale uten BPA (i henhold til EU-direktiv 2011/8/EU)

Forskjellige gjennomstrømningshastigheter

Philips Avent har fire forskjellige gjennomstrømningshastigheter slik at den holder følge med hvordan babyen vokser. Husk at aldersindikasjonene er anslag, siden babyer utvikler seg i forskjellig hastighet. Philips Avent har smokken med gjennomstrømming for nyfødte med 1 hull (0 md.+), smokken med sakte gjennomstrømming med 2 hull (1 md.+), smokken med medium gjennomstrømming med 3 hull (3 md.+), og smokken med rask gjennomstrømming med 4 hull (6 md.+). Alle smokkene er tilgjengelige i dobbeltpakninger.

Kompatibel med Natural-flaske

Vi anbefaler at du bruker Natural-smokker kun sammen med Natural-flasker.

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

England

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

Materiale

Smokk: Silikon, BPA-fri*

Følgende er inkludert:

Myk smokk med medium gjennomstrømming:
2 pcs

Utforming

Brystvortedesign: Brystformet smokk, Unike komfortblader, Ekstra bred

Smokk

Gjennomstrømningshastighet: Medium gjennomstrømming

Måneder: 3 md.+

Hull: 3 hull

Funksjoner

Få tak: Kombiner amming og mating med flaske enkelt, Babyen får tak naturlig

Nipple: Unike komfortblader, Ekstra myk og fleksibel smokk

Funksjoner

Anti-kolikkventil: Avansert system for å redusere kolikk

