

PHILIPS

AVENT

Comfort dubbele elektrische borstkolf

Natural

Bevat twee flessen van 125 ml

 Product Picture

SCF334/02



Meer melk op comfortabele wijze

Borstkolf met massagekussen

Als je je prettig en ontspannen voelt, gaat de melkafgifte gemakkelijker. Daarom hebben we de meest comfortabele borstkolf tot nu toe gemaakt: je kunt nu gemakkelijk zitten, zonder dat je voorover hoeft te leunen, terwijl de zachte massagekussens de melkafgifte voorzichtig stimuleren.

Gemakkelijker zitten, zonder dat je voorover hoeft te leunen

- Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

Stimuleert zacht de toeschietreflex en melkafgifte

- Zacht en warm aanvoelend massagekussen

Andere voordelen

- Inclusief onze Natural-fles en -speen voor natuurlijk aanleggen
- Intuïtief in elkaar te zetten. Eenvoudig te zien hoe de onderdelen in elkaar passen
- Compact, licht ontwerp met handige reistas
- Makkelijk schoon te maken door het geringe aantal losse onderdelen
- Gemakkelijke bediening met één druk op de knop

Kies de comfortabelste instelling

- Voorzien van een zachte stimulatiemodus en 3 afkolvingsinstellingen

Meer melk in minder tijd

- De perfecte manier voor moeders om tijd te besparen

Kenmerken

Comfortabelere positie



Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kan zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terecht komt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat je melk ook makkelijker stromen.

Eenvoudige instellingen om uit te kiezen

Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze automatisch in de zachte stimulatiemodus om de melkafgifte op gang te brengen. Kies uit een van de 3 afkolvingsinstellingen om de melkafgifte voor jou het aangenaamst te laten verlopen.

Zacht massagekussen



De nieuwe satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Het kussen is ontworpen om het zuigen van je baby na te bootsen en om melkafgifte te stimuleren.

Makkelijk schoon te maken

Schoonmaken is gemakkelijk dankzij het kleine aantal afzonderlijke delen. Je melk komt nooit in contact met de slang en de basisunit. Alle onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig, behalve de elektrische delen.

Gemakkelijke bediening

De dubbele elektrische borstkolf is ideaal voor moeders die regelmatig melk afkolven. Bespaar tijd door op een fijne manier beide borsten tegelijk af te kolven.

Perfekte manier voor moeders om tijd te besparen

Beide borsten tegelijk afkolven is bewezen efficiënter en kan zelfs je melkproductie op gang brengen.*

Intuïtief in elkaar te zetten

Eenvoudig te zien hoe de onderdelen in elkaar passen, dus in een handomdraai gebruiksklaar.

Compact ontwerp

De borstkolf heeft een compact ontwerp, dat het gemakkelijk maakt om vast te houden en op je borst te plaatsen. De kleine, lichte basisunit kan gemakkelijk dicht in de buurt geplaatst worden voor volledige controle tijdens het afkolven. Om het vervoer en het opbergen te vereenvoudigen, kun je de slang om de basisunit wikkelen. Bij de borstkolf wordt een handige reistas geleverd.

Inclusief onze Natural-speen

De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Specificaties

Borstkolf

Materiaal: BPA-vrij*

Ontwerp

Ontwerp borstkolf: Compact ontwerp
Flesontwerp: Ergonomische vormgeving, Brede hals

Land van herkomst

Engeland

Materiaal

Borstkolf: Polypropyleen, BPA-vrij*
Flesvoeding: Polypropyleen, BPA-vrij*
Speen: Siliconen, BPA-vrij*

Inclusief

Proefverpakkingen borstkompressen: 2 (2 kompressen voor overdag en 2 voor 's nachts) stk
Extra zachte speen voor pasgeborenen: 2 stk
Afsluitplaatje voor melkopslag: 2 stk
Natural-fles van 125 ml: 2 stk
Borstkolfbehuizing: 2 stk
Normaal kussen: 2 stk
Basisunit incl. slang: 1 stk
Reistas: 1 stk
Reservemembraan: 2 stk
Reisdeksel: 2 stk

Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Intuïtief in elkaar te zetten, Makkelijk schoon te maken, Volledig combineerbaar assortiment

Funcies

Niet langer vooroverleunen: Zitten in een comfortabele positie
Zacht massagekussen: Zachte stimulatie
Instellingen: 3 afkolvingsinstellingen, 1 stimulatiemodus
Meer melk in minder tijd: The perfect time saver

Ontwikkelingsfasen

Stapje: 0 - 6 maanden



* 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

** een gecontroleerd onderzoek met toevallige verdeling om manieren van melkafkolving na premature bevallingen te vergelijken (Jones et al ADC 2001;85:F91).