

PHILIPS

AVENT

Comfort Double
elektriskais piensūkņis

Natural

Iekļautas 2x 125 ml pudelītes



SCF334/02



Vairāk ērtību, vairāk piena

Piena sūkņis ar masāžas spilventiņu

Kad jūtaties ērti un mierīgi, piens izdalās viegli. Tāpēc mēs radījām mūsu visērtāko krūts piena sūkņi: apsēdieties ērti bez nepieciešamības noliekties uz priekšu un ļaujiet mūsu masāžas spilventiņam saudzīgi stimulēt piena plūsmu.

Apsēdieties ērtāk bez nepieciešamības noliekties uz priekšu

- Ērtāka poza noslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Maigi stimulē piena plūsmu

- Mīksts masāžas spilvens, kas rada siltu sajūtu

Citas priekšrocības

- Intuitīva salikšana. Vizuāli viegli saliekama konstrukcija
- Kompakta un viegla konstrukcija, iekļauta parocīga soma
- Vienkārša tīrīšana, pateicoties nelielam atsevišķo detaļu skaitam
- Viegla darbība, tikai pieskaroties pogai

Izvēlieties visērtāko iestatījumu

- Sūkņim ir maigas stimulēšanas režīms un 3 noslaukšanas iestatījumi

Vairāk piena īsākā laikā

- Perfekta laika ekonomija mammām

Izceltie produkti

Ērtāka pozīcija



Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka atsūkņēšanas laikā varat sēdēt ērtāk, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atsūkņēšanas laikā dabiskā veidā nodrošina vieglāku piena plūsmu.

Vienkārši iestatījumi, no kuriem izvēlēties



Tīklīdz ir ieslēgts, sūknis automātiski sāk darboties maigās stimulēšanas režīmā, lai veidotu piena plūsmu. Pēc tam izvēlieties no 3 atsūkņēšanas iestatījumiem, lai piena plūstu pēc iespējas ērtāk.

Mīksts masāžas spilventiņš



Mūsu masāžas spilvenam ir jauna, mīksta velveta tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilvens ir izstrādāts tā, lai tas maigi atveidotu zīdaiņa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.

Viegla tīrīšana

Tīrīšana ir vienkārša, pateicoties nelielam atsevišķo detaļu skaitam. Krūts piens nekad nenonāks saskarē ar caurulīti un pamatierīci. Visas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, izņemot elektriskās detaļas.

Viegla darbība

Dubultais elektriskais krūts sūknis ir lieliski piemērots mammām, kuras regulāri sūknē pienu. Ietaupiet laiku vienlaikus ērti sūknējot pienu no abām krūtīm.

Perfekta laika ekonomija mammām

Vienlaicīga abu krūšu sūknēšana ir atzīta par efektīvāku, un šādā veidā pat varat nodrošināt vairāk krūts piena.*

Intuitīva salikšana



Vizuāli viegli saliekama konstrukcija intuitīvai salikšanai.

Kompakts dizains



Krūts piena sūknim ir kompakta konstrukcija, kas atvieglo tā turēšanu un novietošanu pie krūts. Nelielo, vieglo pamatierīci var bez grūtībām novietot ērtā atstatumā, lai pilnībā kontrolētu sūknēšanu. Lai transportēšana un uzglabāšana būtu īpaši ērta, caurulīte vienkārši jāaaptin ap pamatierīci. Krūts piena sūkņa komplektācijā iekļauta parocīga soma.

Specifikācijas

Izcelsmes valsts

England

Attīstības posmi

Posms: 0-6 mēneši

Materiāls

Piena sūknis: Polipropilēns, Nesatur BPA*

Pudelīte: Polipropilēns, Nesatur BPA*

Knupītis: Silikona, Nesatur BPA*

Kas ir iekļauts

Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs

Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Dizains

Piena sūkņa dizains: Kompakts dizains

Pudelītes dizains: Ergonomiska forma, Plats kakliņš

Kas ir iekļauts

Krūštura ieliktnu paraugu iepakojumi: 2 (2 ieliktni lietošanai dienā un 2 ieliktni lietošanai naktī) pcs

Natural pudelīte, 125 ml: 2 pcs

Standarta izmēra spilventiņš: 2 pcs

Krūts piena sūkņa korpus: 2 pcs

Pamatierīce, iesk. caurulīti: 1 pcs

Rezerves membrāna: 2 pcs

Ceļojumu pārsegs: 2 pcs

Vienkārša lietošana

Piena sūkņa izmantošana: Intuitīva salikšana,

Viegla tīrīšana, Pilnībā saderīgs klāsts

Piena sūknis

Materiāls: Nesatur BPA*

Funkcijas

Nav jānoliecas uz priekšu: Sēdēšana ērtā pozīcijā

Mīksts masāžas spilventiņš: Maiga stimulēšana

Settings: 3 ekspresiestatījumi, 1 stimulēšanas režīms

Vairāk piena īsākā laikā: Lieliska laika ekonomija

Kas ir iekļauts

Travel bag: 1 pcs

