

PHILIPS

AVENT

双边电动吸乳器

需时少，吸乳多

随附柔软舒适的按摩垫

旅行包和 2 个奶瓶



SCF334/32



舒适，多乳汁，省时*

带按摩垫的双边电动吸乳器

如果您没有太多时间，双边电动吸乳器则是您的理想之选。其可减少您的吸乳时间，同时您还可以舒适地坐着，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。该吸乳器安静，易于安装，还可轻松个性化，同时方便使用和清洁。

方便设置、吸乳和清洁

- 少量单独的部件和直观的设计
- 含有我们的自然原生系列奶瓶和奶嘴，可实现自然原生的吮吸方式
- 闭合系统，专为卫生吸乳而设计

静音吸乳，随时便于吸乳

- 专为让您静音吸乳而设计

1 种刺激模式和 3 种吸乳设置

- 选择对您有效和舒适的设置

轻柔刺激乳汁分泌

- 柔软舒适的按摩垫，带按摩花瓣纹
- 采用双侧吸乳，需时更少，乳汁更多

无需向前倾

- 独特的设计，舒适的吸乳姿势

产品亮点

令人放松的吸乳姿势



吸乳器采用独特的设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶或容器中，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会更舒适：无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁流出。

简单的设置可供选择

打开电源后，吸乳器自动以轻柔刺激模式开始刺激您的乳汁分泌。然后在 3 种吸乳设置中选择，实现舒适的吸乳体验。

柔软舒适的按摩垫



我们的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。这款标志性的花瓣垫可模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁分泌。

需时更少，乳汁更多



与单侧吸乳相比，采用双侧吸乳，可减少吸乳时间。

管中无奶溢出



得益于闭合系统，专为卫生吸乳而设计。

方便设置、吸乳和清洁



少量单独的部件和直观的设计。可随时轻松为宝宝吸乳。

含有我们的自然系列奶瓶



贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

静音吸乳

专为随时贴心吸入而设计。

规格

设计

吸乳器设计: 小巧身形

奶瓶设计: 人体工程学形状, 宽口径

原产地

英国

材料

奶瓶: 不含双酚 A*, 聚丙烯

奶嘴: 不含双酚 A*, 硅橡胶

吸乳器: 不含双酚 A* (仅限食品接触部件)

包装内物品

母乳储存密封垫: 2 件

自然原生系列奶瓶 4 安士: 2 件

吸乳器主体: 2 件

旅行包: 1 件

底座包含软管: 1 件

旅行保护盖: 2 件

乳垫样品包: 1 个装 (2 件)

大尺寸按摩垫 (25 毫米): 2 件 (提供小尺寸按摩垫且单独出售)

操作简易

吸乳器使用: 易清洗, 完全兼容的系列, 组装更为直观

功能

无需向前倾斜: 坐姿舒适

柔软舒适的按摩垫: 轻柔刺激

设置: 1 种刺激模式, 3 种吸乳设置

发育阶段

阶段: 0 至 6 个月

