



Philips Avent
Esterilizador a Vapor para
Microondas

SCF271/07

Ultra-rápido e prático

Esteriliza seis mamadeiras em 2 minutos

O esterilizador para micro-ondas Philips Avent SCF271/07 é leve e compacto: ideal para esterilizar mamadeiras dentro e fora de casa. Se a tampa estiver fechada, o conteúdo permanecerá esterilizado por até 24 horas.

Vantagens e recursos:

- Esterilização eficiente
- Ultra-rápido, fácil de usar
- Ideal para usar em casa ou em viagens
- Alta capacidade
- Seguro, fácil manuseio
- Leve e compacto

PHILIPS
AVENT

Destaques

Ultra-rápido, fácil de usar



Basta acrescentar água, inserir os itens e colocar no microondas por 2 minutos. Dois minutos a 1100-1850 W, 4 minutos a 850-1000 W, 6 minutos a 500-850 W.

Leve e compacto



Próprio para a maioria dos fornos de microondas. Prático para viagens.

Ideal para usar em casa ou em viagens



Ideal para usar em casa ou em viagens

Alta capacidade



Comporta até seis Mamadeiras Avent de 260 ml ou dois Extratores de Leite Philips Avent e duas Mamadeiras Philips Avent.

Seguro, fácil manuseio



Os cliques fecham a tampa com segurança e as alças laterais permanecem frias para um manuseio seguro.

Esterilização eficiente



Com base no conceito hospitalar, o aquecimento intenso do vapor elimina bactérias prejudiciais.

Especificações

Country of origin

- Inglaterra

Development stages

- Fase: 0 a 6 meses

Weight and dimensions

- Peso: 740 g
- Dimensões: 166 (A), 280 (L), 280 (C) mm

What is included

- Esterilizador a vapor para micro-ondas: 1 pcs
- Pinças: 1 pcs



Data de emissão
2021-05-12

Versão: 7.3.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com