



Philips Avent  
Dobbel elektrisk  
brystpumpe

**Dobbel**  
Førsteklasses  
Oppladbart batteri



SCF398/11

## Inspirert av babyer. Perfekt til mor

Naturlig bevegelsesteknologi for raskere melkeflyt\*

Stig inn i en ny æra med en perfekt balanse mellom sug- og brystvortestimulering inspirert av den naturlige måten babyer drikker på. Den elektriske Philips Avent-brystpumpen tilpasser seg brystvortestørrelsen og -formen og gjør at melken flyter optimalt.

### Tilpasset og enkel å bruke

- Få deler og intuitivt oppsett
- Pause-/avspillingsfunksjon
- Minnefunksjon
- Stillegående motor for en diskret opplevelse hvor som helst
- Brystpumpepose og veske
- Tilpasset opplevelse, 8 + 16 innstillingsnivåer

### Skånsom og komfortabel

- Myk og tilpasningsdyktig silikonpute i én størrelse
- Pump uten å lene deg fremover

### Pumper raskt, mer melk på mindre tid\*

- Naturlig bevegelsesteknologi for rask melkeflyt\*


### Oppladbart batteri og tidtakerskjermer

- Oppladbart batteri for pumping på farten
- Skjermer for å spore tidsbruk

**PHILIPS**  
**AVENT**


## Høydepunkter

### Rask melkeflyt\*



Pump mer melk på kortere tid\* med en pute som stimulerer brystet og suger melk som en baby. Den justerer seg sømløst fra stimuleringsmodus til pumpemodus' og bruker den riktige mengden brystvortestimulering og suging for maksimal melkeflyt. Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (tid til melkeutskillesrefleks – MER (Milk Ejection Reflex)).\*

### Tilpasser seg brystvorten



Én størrelse som passer alle. Vi er alle forskjellige. Det er derfor silikonputen bøyer og tilpasser seg skånsomt etter brystvorten din. Den passer til 99,98 % av brystvortestørrelser\* (opptil 30 mm).

### Sitt komfortabelt



Slapp av mens du pumper, takket være et design som gjør at du kan sitte oppreist i stedet

for å måtte lene deg fremover. Det er ingen grunn til å lene seg fremover med en klinisk bevist komfortabel pumpestilling.\* Basert på resultater fra kliniske studier av produktet med 20 deltakere (2019). 90 % av deltakerne syntes at pumpestillingen var komfortabel (enkel elektrisk). 95 % av deltakerne syntes at pumpestillingen var komfortabel (dobbel elektrisk).

### Tilpasset dine behov



Finjuster hver økt til dine behov med et bredt utvalg av innstillinger for stimulering og pumping. Brystpumpen vår har 8 stimuleringsnivåer og 16 pumpenivåer for en tilpasset opplevelse.

### Pump hvor som helst på en diskret måte



Pump når og hvor som helst, takket være den stillegående motoren vår med en slank design.

### Kan enkelt brukes på farten




Pump når du er på farten uten å måtte bekymre deg om strømforsyningen. Det oppladbare batteriet leveres med en mikro-USB-adapter og varer i opptil tre økter på én enkelt lading.

### Enkel rengjøring og montering



Systemet vårt med lukket pumpe gjør at melken ikke havner i rørene, slik at det er mindre å rengjøre. Færre deler gjør den også enkel å sette sammen igjen.

### Lagre favorittinnstillingene dine



Hva foretrekker du? Brystpumpen husker de siste innstillingene automatisk, slik at det eneste du trenger å gjøre, er å sette deg ned og trykke på start.

# Spesifikasjoner

## Materiale

- Bottle: BPA-fri\*, Polypropylen
- Teat: BPA-fri\*, Silikon
- Brystpumpe: BPA-fri\* (kun matkontaktdele)

## Enkel i bruk

- Breast pump use: Enkel rengjøring og montering, Stillestående motor, Minnefunksjon, oppladbart batteri, motorskjerm, reisepose og veske

## Funksjoner

- Du trenger ikke å lene deg fremover: Sitt i en komfortabel stilling
- Settings: 16 pumpenivåer, 8 stimuleringsnivåer
- Myk og tilpasningsdyktig pute: Skånsom stimulering

## Følgende er inkludert:

- Reiseveske: 1 pcs
- Flaske på 125 ml med tut på 0 md.+ : 2 pcs
- Engangs ammeinnlegg: 2 pcs
- Pumpesett: 2 pcs
- Isolasjonsveske: 1 pcs
- Mikro-USB-adapter: 1 pcs
- Motorenhet (oppladbar): 1 pcs
- Forseglingsplate: 2 pcs

## Drift

- Nettspenning: 100 - 240 V



Utgivelsesdato  
2021-05-03

Versjon: 4.2.1

EAN: 08 71010 39252 31

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (MER) fra en klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for annen foregående Philips-pumpeteknologi fra en gjennomførbarhetsstudie med ni deltakere (Nederland, 2018)

\* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltakere, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

\* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 hvite deltakere, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltakere, Australia).

\* Basert på spørreskjemaresultater for 1k-pute fra klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019)

\* Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011