

PHILIPS

AVENT

Tiralatte elettrico doppio Comfort

Natural

Include 2 biberon da 125 ml



SCF334/02



Più comfort, più latte

Tiralatte dotato di morbido cuscinetto massaggiante con petali

Quando ti senti a tuo agio e sei rilassata il latte esce più facilmente. Ecco perché abbiamo inventato un tiralatte ancora più comodo: siediti comodamente senza bisogno di chinarti in avanti e lascia che i nostri morbidi cuscinetti massaggianti stimolino delicatamente il flusso di latte.

Siediti comodamente senza doverti chinare in avanti

- Posizione di estrazione più confortevole grazie all'esclusivo design

Stimola in modo delicato la produzione di latte

- Morbidi cuscinetti massaggianti per una sensazione di calore

Altri vantaggi

- Assemblaggio intuitivo. Semplice combinazione visiva delle parti
- Design leggero e compatto, con una pratica borsa da viaggio compresa
- Facile pulizia grazie al numero ridotto di parti separate
- Funzionamento facile con la semplice pressione di un pulsante

Scegli l'impostazione più comoda per te

- Dispone di una modalità delicata di stimolazione con 3 impostazioni

Più latte in meno tempo

- Utilissimo per le mamme che vogliono risparmiare tempo

In evidenza

La posizione più confortevole

Questo tiralatte presenta un design esclusivo, che consente al latte di fluire direttamente dal tuo seno al biberon, anche quando sei seduta dritta. Questo significa che potrai sederti in modo più comodo durante l'estrazione del latte senza bisogno di chinarti in avanti per far fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente e rilassati durante l'estrazione, in questo modo aiuterai il latte a fluire più facilmente.

Impostazioni semplici tra cui scegliere

Quando è acceso, il tiralatte si avvia automaticamente in modalità di stimolazione delicata. Poi, puoi scegliere tra 3 impostazioni di stimolazione per il flusso di latte più confortevole.

Morbidi cuscinetti massaggianti

Il nostro cuscinetto massaggiante con petali è arricchito da una nuova morbidezza vellutata che dona una sensazione di calore sulla pelle per una stimolazione delicata del flusso di latte. Il cuscinetto è progettato per riprodurre delicatamente la suzione del tuo bambino e far fluire il latte in modo delicato.

Facile pulizia

La pulizia è facile, grazie al numero ridotto di parti separate. Il latte non viene mai a contatto con il tubo e la base. Tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie, eccetto le parti elettriche.

Funzionamento facile

I tiralatte doppi elettrici sono ideali per le mamme che estraggono latte regolarmente. Risparmia tempo estraendo comodamente da entrambi i seni contemporaneamente.

Utilissimo per le mamme che vogliono risparmiare tempo

È stato provato che l'estrazione simultanea da entrambi i seni è più efficace e potrebbe persino incrementare la tua capacità di produrre latte.*

Assemblaggio intuitivo

Semplice combinazione visiva delle parti per un assemblaggio intuitivo.

Design compatto

Il tiralatte ha un design compatto, che ne facilita l'utilizzo e il posizionamento sul seno. La piccola e leggera base può essere facilmente posizionata per un controllo totale durante l'estrazione. Per la massima praticità nel trasporto, il tubo si avvolge semplicemente intorno alla base. Assieme al tiralatte è inclusa anche una pratica borsa da viaggio.

Specifiche

Paese di origine

England

Fasi di crescita

Stage: Da 0 a 6 mesi

Contenuto della confezione

Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs
Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Materiale

Bottle: Polipropilene, Senza BPA*
Breast pump: Polipropilene, Senza BPA*
Nipple: Silicone, Senza BPA*

Design

Design tiralatte: Design compatto
Bottle design: Design ergonomico, Collo ampio

Contenuto della confezione

Campioni coppette assorbilatte: 2 (2 coppette per il giorno e 2 coppette per la notte) pcs
Biberon Natural da 125 ml: 2 pcs
Coppa di misura standard: 2 pcs
Corpo del tiralatte: 2 pcs
Base con tubo incluso: 1 pcs
Membrana: 2 pcs
Coperchio per il trasporto: 2 pcs

Tiralatte

Materiale: Senza BPA*

Facilità d'utilizzo

Breast pump use: Assemblaggio intuitivo, Facile pulizia, Gamma completamente compatibile

Funzioni

Non serve inclinarsi in avanti: Siediti comodamente
Morbidi cuscinetti massaggianti: Stimolazione delicata
Settings: 3 impostazioni di estrazione, 1 modalità di stimolazione
Più latte in meno tempo: Ideale per risparmiare tempo

Contenuto della confezione

Travel bag: 1 pcs

