

PHILIPS

Lampe infrarouge

HP3614

Contribue à soulager les douleurs musculaires

Chaleur focalisée en profondeur

La lampe infrarouge Philips soulage efficacement les douleurs musculaires et articulaires. Sa chaleur infrarouge de 100 W est très agréable et pénètre votre peau en profondeur, facilitant la circulation sanguine et soulageant ainsi les zones de 20 x 30 cm traitées.

Philips, expert en lumière

- Plus de 15 millions de lampes infrarouges vendues

Points forts

Philips, expert en lumière

Philips est l'une des entreprises leaders dans le domaine de l'éclairage, avec plus de 100 ans d'expérience. Philips a déjà vendu plus de 15 millions de lampes infrarouges dans le monde.

Caractéristiques

Facile à utiliser

Différents réglages possibles: 0-40 degrés (vers l'arrière)

Spécificités techniques

Lifetime of lamp: 750 séances de 10 minutes

Sécurité

Certifié IEC: Conforme à la norme IEC 60335

Rangement facile

Range-cordon

Spécificités techniques

Alimentation: 100 W

Longueur du cordon: 1,6 m

Tension: 220/230 V

Isolation: Classe II (double isolation)

Fréquence: 50 Hz

Type de lampes: R95, 100 W

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 20,0 x 12,0 x 16,0 (H x l x P) cm

Dimensions de l'unité d'emballage:

22,4 x 26,2 x 58,8 (H x l x P) cm

Poids du produit: 0,5 kg

Poids de l'unité de vente: 1 kg

Poids de l'unité d'emballage: 3,1 kg

Nombre d'unités de vente par unité d'emballage: 6 pcs

Qté sur europalette: 288 pcs

Dimensions de l'unité de vente:

21,1 x 12,6 x 19,2 (H x l x P) cm

Informations logistiques

Code CTV: 884361401000

Pays d'origine: Allemagne

