



## Lampe infrarouge

650 W

Utilisation sur la moitié du corps

Angle et rotation réglables



Product Picture

PR3140/00

## Réduction efficace\* des douleurs sans médicaments

### Technologie cliniquement prouvée\*

Effet anti-douleur efficace sans médicaments grâce à la technologie infrarouge. Notre technologie cliniquement prouvée facilite l'apaisement des douleurs musculaires et articulaires, notamment au niveau des lombaires et pendant les phases non-inflammatoires de l'arthrite rhumatoïde.\*

#### Traitement efficace\*

- Soulage les douleurs et améliore la mobilité
- Aide le corps à se rétablir naturellement

#### Soulage les douleurs intenses

- Utilisation sur la moitié du corps
- Conçu pour une utilisation domestique

#### Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus

- Cliniquement prouvé
- Dispositif classé médical

# Points forts

## Contribue à atténuer efficacement\* les douleurs

Une méthode antidouleur naturelle et non invasive grâce à la technologie infrarouge adaptée aux articulations et aux muscles. La lampe InfraCare PR3140 permet une répartition uniforme de la lumière et de la chaleur pour un traitement efficace et unique de la moitié du corps. Cet appareil peut être utilisé selon vos besoins, pour une séance efficace et confortable qui vous procure la mobilité nécessaire pour une vie active.

## Traitement intense sur la moitié du corps

InfraCare induit une réponse naturelle, afin de soulager efficacement les douleurs. L'appareil est conçu pour permettre aux ondes infrarouges les plus élevées de pénétrer jusqu'aux couches les plus profondes de la peau afin de fournir un traitement antidouleur idéal sur la moitié du corps.

## Cliniquement prouvé

Une technologie fiable utilisée par les professionnels. Il a été cliniquement prouvé qu'elle améliorerait objectivement le

fonctionnement des articulations.\* Il a été prouvé qu'InfraCare permettait une importante réduction de la douleur chez 71 % des patients atteints d'arthrite rhumatoïde et chez 72 % des patients souffrant de douleurs lombaires.\*

## Dispositif classé médical

Pour traiter votre douleur de manière sûre et efficace. InfraCare est conforme à la norme IEC 60601-1 3e édition relative aux dispositifs médicaux.

## Angle réglable

La lampe InfraCare 650 W permet un réglage horizontal et vertical afin d'optimiser l'orientation pour une utilisation sur une moitié du corps, que vous soyez en position allongée ou assise.

## Utilisation sur la moitié du corps

La lampe InfraCare 650 W s'adapte à vos besoins, pour une séance efficace et confortable. Elle peut être facilement utilisée sur tout le dos et sur d'autres grandes zones, pour un usage optimal.

# Caractéristiques

## Traitement sur la moitié du corps

Zone de traitement: 60 x 40 cm  
Lampe halogène infrarouge: 650 W

## Spécificités techniques

Alimentation: 650 W  
Longueur du cordon: 300 m  
Tension: 110 V ou 220–230 volt  
Isolation: Classe II (double isolation)  
Fréquence: 50-60 Hz  
Lifetime of lamp: 500 heures

## Poids et dimensions

Dimensions du produit: 29 x 124 x 29 (position la plus basse) cm  
Poids du produit: 7 kg  
Diamètre du pied: 39,4 cm  
Hauteur maxi.: 15,4 cm  
Dimensions du produit emballé: 41,5 x 40,0 x 51,5 cm  
Dimensions de l'unité de vente (= unité d'emballage): 40,1 x 51,4 x 41,3 cm

## Informations logistiques

Pays d'origine: Hongrie

## Sécurité

Certifié IEC: IEC 60601-1, 3e édition  
Arrêt automatique au bout de 30 minutes

## Facile à utiliser

Hauteur extensible: 65-130 cm  
Minuteur: Minuteur réglable entre 0 et 30 min.  
Adaptable: Verticalement : -20 à +40 degrés ; horizontalement : -40 à +40 degrés. Pivote jusqu'à 90 degrés (gauche/droite)

## Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

Directive sur les dispositifs médicaux:  
2007/47/CE, MDD 93/42/CEE

