

PHILIPS

AVENT

Babybad- en
kamerthermometer

Roze bloemen



SCH550/21



Nauwkeurige temperatuur

Drijft op water

Met de digitale bad- en kamerthermometer van Philips Avent meet je de temperatuur van je baby's kamer en badje. De thermometer is tevens goedgekeurd als een veilig, leuk badspeeltje.

Snelle, nauwkeurige metingen

- Nauwkeurige meting van temperatuur van badwater en in babykamer

Veilig om mee te spelen

- Voldoet aan alle relevante speelgoed- en veiligheidsrichtlijnen
- Drijft op water
- Veilig en leuk

Kenmerken

Nauwkeurige meting van temperatuur van badwater en in babykamer

Met de digitale bad- en kamerthermometer kun je handig de ideale temperatuur van het bad of de kamer van je baby meten. Je baby voelt zich het aangenaamst in bad als het water tussen 36,5 en 38 °C is. Een temperatuur van 39 °C en hoger is te heet en je baby zou zich kunnen branden! Als je baby moet slapen is een kamertemperatuur van ongeveer 18 °C voor je baby het aangenaamst.

Voldoet aan alle relevante speelgoed- en veiligheidsrichtlijnen

De producten die voldoen aan de speelgoedrichtlijnen zijn grondig getest zodat ze voldoen aan deze normen en volledig veilig zijn.

Drijft op water

Drijft op water

Veilig en leuk

Ontworpen als veilig en leuk badspeelgoed voor baby's van alle leeftijden.

Specificaties

Accessoires

Gebruiksaanwijzing

Vermogen

Batterijtype: LR44

Aantal batterijen: 2

Afneembaar/vervangbaar

Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 10 - 45 °C

Voldoet aan: EN 71, ASTM F963-96a Technical

Nauwkeurigheid: +/- 1 °C

Ontwikkelingsfases

Stapje: 6-12 maanden, 0 - 6 maanden

