

PHILIPS

AVENT

Handkolf

Met fles (125 ml)

SCF310/20

 Product Picture

Ontworpen voor jouw comfort

Borstkolf met massagekussens voor optimaal comfort

Als je gestrest bent of haast hebt, kan het afkolven minder gemakkelijk gaan en wordt de melkproductie mogelijk ook minder. De Philips Avent-borstkolf SCF310/20 is ontwikkeld voor optimaal comfort tijdens het afkolven.

Ontworpen voor jouw comfort

- 5 zachte, gepatenteerde massagekussentjes

Klinisch bewezen efficiëntie

- Klinisch bewezen resultaten*

Andere superhandige functies

- Uniek systeem voor de opslag van melk
- Gemakkelijk met de hand te bedienen

Kenmerken

Klinisch bewezen resultaten*

De zachte zuigkracht van de Philips Avent-borstkolf imiteert het zuigen van je baby en je kolft meer melk af dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele elektrische borstkolf*

Gepatenteerd zacht massagekussen



Dit unieke, actieve massagekussen helpt bij de stimulatie van een natuurlijke toeschietreflex

Uniek opslagsysteem voor de melk



Vereenvoudig je leven door rechtstreeks in een van de Philips Avent-flessen of -bewaarbekers uit ons uitgebreide assortiment voor de koelkast of vriezer te kolven

Gemakkelijk met de hand te bedienen

De handkolf is ideaal als je af en toe melk afkolft en belang hecht aan een compact model. Gemakkelijk met één hand te bedienen.

Specificaties

Land van herkomst voor China
China

Land van herkomst wereldwijd
Engeland

Materiaal
BPA-vrij*

Inclusief

Flessenstandaard/afsluiting gietgat: 1 stk
125ml-bewaarflessen voor moedermelk: 1 stk
Extra zachte speen voor pasgeborenen: 1 stk
Afsluitplaatje voor melkopslag: 1 stk
Reisverpakking voor spenen voor pasgeborenen: 1 stk
Reserveonderdelen: 2 stk
Handkolf: 1 stk

Ontwikkelingsfases

Stapje: Zwangerschap, 0 - 6 maanden

