

PHILIPS

AVENT

Dubbele afkolfset



SCF308/02



Door de natuur ingegeven

Meer melk, direct bewaren

Onderdelen voor persoonlijk gebruik voor de Philips Avent dubbele elektrische borstkolf.

Voordelen en functies:

- Ultracomfortabel en -effectief
- Onderdelen voor persoonlijk gebruik voor de dubbele elektrische borstkolf

Zachte stimulatie voor extra kolfkracht

- Zachte massagekussens zorgen voor een natuurlijke toeschietreflex, net als een baby
- Subtiel vacuüm imiteert het zuigen van je baby voor een constante stroom

Kenmerken

Zachte zuigkracht

De zachte zuigkracht imiteert het zuigen van je baby om te zorgen voor een constante melkhoeveelheid, zodat je minder lang hoeft te kolven.

Gepatenteerd massagekussentje

Vijf zachte massagekussentjes bewegen op en neer samen met de betrouwbare zuigkracht. Het doel hiervan is een snelle en natuurlijke melkproductie te stimuleren.

Persoonlijke onderdelen/accessoires voor borstkolf

De kolfrechter van deze dubbele afkolfset is vanwege de verschillende ventielen en het gesloten membraan alleen geschikt voor de dubbele elektrische borstkolf. De dubbele afkolfset is niet compatibel met de handkolf of de enkele elektrische borstkolf.

Zachte massagekussens

De gepatenteerde massagekussens van de Philips Avent-borstkolf bewegen op en neer en simuleren zo het zuigen van de baby, waardoor een snelle en natuurlijke toeschietreflex moet worden gestimuleerd.

Specificaties

Land van herkomst

England

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden

Inclusief

Milk storage cup lid: 5 pcs

Bewaarbeker (240 ml): 5 pcs

Inclusief

Personal pump parts: 2 pcs

