




Philips
InfraPhil-infraroodlamp

150 W



HP3616

Verzacht spierpijn

Diepe, geconcentreerde infraroodwarmte

Diepe, geconcentreerde warmte van infraroodlamp

Gebruiksvriendelijk

- Aan/uitschakelaar
- Instelbare hoek

Biedt verlichting bij spierpijn

- Diep doordringende infraroodwarmte

Eenvoudig op te bergen

- Opbergvak voor snoer

PHILIPS

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

- Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)
- Aan/uitschakelaar

Technische specificaties

- Lifetime of lamp: 750 sessies van 10 minuten

Veiligheid

- IEC certified: Voldoet aan IEC 60335

Eenvoudig opbergen

- Opbergvak voor snoer

Technische specificaties

- Snoerlengte: 180 m
- Vermogen: 150 W
- Spanning: 220/230 of 240/250 V V
- Frequentie: 50 Hz
- Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
- Type lampen: PAR 38E, 150 W + prismatische ring voor nauwkeuriger richten

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product: 22,0 x 13,0 x 18,5 (H x W x D) cm
- Afmetingen A-doos: 24,0 x 28,8 x 62,4 (H x W x D) cm
- Gewicht van het product: 1 kg
- Gewicht F-doos: 1 kg
- Gewicht A-doos: 6,4 kg
- Aant. op Europallet: 192 pcs
- Aantal F-doos in A-doos: 6 pcs
- Afmetingen F-doos: 22,5 x 14,0 x 20,4 (H x W x D) cm

Logistieke gegevens

- Land van herkomst: Duitsland
- CTV-code: 884361601000

Medische apparatuur

- Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD): 2007/47/EG, MDD 93/42/EG

Kenmerken

Diep doordringende infraroodwarmte



Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.

Instelbare hoek

De infraroodlamp kan tot 40 graden naar achter worden gekanteld.

Aan/uitschakelaar

Handige aan-uitschakelaar aan de achterkant van de infraroodlamp, zodat u niet na elke behandeling de stekker uit het stopcontact hoeft te trekken.

Opbergvak voor snoer



De infraroodlamp heeft aan de achterzijde een opbergvak voor het snoer. Hier vindt u een houder waar u het snoer omheen kunt wikkelen, zodat u het apparaat gemakkelijk kunt opbergen.

