

PHILIPS

AVENT

Extrator de leite manual
com mamadeira

Fácil de usar onde você estiver

Extr. leite c/ almof. massag.
macia

Inclui mamadeira e bico

Embalagem p/ viagem e disco
de vedação



SCF330/20



Mais conforto, mais leite, fácil de levar onde você quiser*

Extrator manual de leite com almofada de massagem

Sente-se confortavelmente sem se inclinar para a frente enquanto a nossa almofada de massagem suave estimula suavemente o fluxo de leite. A bomba de leite manual Avent tem poucas peças e é fácil de montar, usar e limpar. Leve e compacta, é prática de usar em qualquer lugar.

Fácil de combinar amamentação e a mamadeira

- Inclui bico e mamadeira Pétala para a sucção correta do bebê

Fácil de ajustar, extrair e limpar

- Poucas peças avulsas e modelo intuitivo
- Design compacto leve

Menos inclinação clinicamente comprovada*

- Posição relaxante, graças ao design especial

Almofada confortável com pétalas massageadoras

- A almofada confortável estimula delicadamente o fluxo de leite

Destques

Posição relaxante



Com design exclusivo, o extrator de leite permite que o leite flua diretamente do seio para a mamadeira, até mesmo quando você estiver sentada em posição reta. Dessa forma, você poderá sentar-se de modo mais confortável durante a extração do leite: não é necessário inclinar-se para frente para alcançar o leite na mamadeira. Sentar-se de modo confortável e ficar relaxada ajuda o leite a fluir com mais facilidade.

Almofadas confortáveis



Nossas almofadas possuem uma textura aveludada que aquece a pele e garante um estímulo mais suave e confortável do fluxo de leite. A almofada perfeita foi projetada para reproduzir cuidadosamente o movimento de sucção do bebê para estimular a descida do leite.

Fácil de ser transportada



O extrator de leite é pequeno e leve, o que significa que ele é fácil de guardar e de transportar, tornando a extração mais discreta onde quer que você vá.

Fácil de ajustar, extrair e limpar



Poucas peças avulsas e design intuitivo. Retire leite para seu bebê a qualquer momento.

Inclui mamadeira Pétala



O bico largo em formato de seio estimula a pega correta do bebê, facilitando a amamentação alternada entre seio e mamadeira.

Especificações

Design

Design da mamadeira: Formato ergonômico, Gargalo largo

Design do extrator de leite: Design compacto

Material

Mamadeira: Livre de BPA, Polipropileno

Bico: Livre de BPA, Silicone

Extrator de leite: Livre de BPA* (apenas para partes em contato com alimento)

O que está incluído

Bico extramacio com fluxo para recém-nascido: 1 pcs

Extrator de leite com cabo para segurar: 1 pcs

Disco de vedação para armazenamento de leite: 1 pcs

Mamadeira Pétala de 125 ml: 1 pcs

Embalagem para viagem: 1 pcs

Pacotes de amostra de absorventes para seio: 1 pacote (2 peças)

Almofada padrão: 1 peça (de 19,5 mm, almofada maior vendida separadamente)

Fácil de usar

Uso do extrator de leite: Fácil limpeza, Linha totalmente compatível, Montagem intuitiva

Funções

Não é necessário inclinar-se para frente:

Sente-se em uma posição confortável

Almofadas confortáveis: Estímulo confortável

Fases do desenvolvimento

Fase: 0 a 6 meses



* Conforto clinicamente comprovado: os testes realizados em 110 mães mostraram uma significativa preferência para a Philips Avent em comparação com um concorrente

* Mais conforto: 73% das 73 mães lactantes do Reino Unido afirmaram que este extrator de leite é mais confortável que seus atuais extratores (principais marcas do mercado).

* Pesquisas independentes apontam que pode existir uma ligação entre os níveis de estresse e a produção de leite. Consulte: www.philips.com/Avent

* Extrator de leite livre de BPA: somente partes associadas à mamadeira e às outras peças que entram em contato com o leite materno. De acordo com o da UE, 10/2011