

PHILIPS

AVENT

Handkolfset

Reisset

SCF300/13



Meer kolven in minder tijd.

Een handkolf met de efficiëntie van een elektrisch apparaat

Klinisch bewezen: de unieke, extra efficiënte Philips Avent BPA-vrije handkolf SCF300/13 kolft meer melk af dan een in ziekenhuizen gebruikte dubbele elektrische borstkolf*.

Voordelen en functies:

- Met geïsoleerde reistas + koelelementen

Langer doorgaan met borstvoeding

- Meer melk op natuurlijke wijze

Klinisch bewezen efficiëntie

- Gepatenteerd massagekussentje

Zachte stimulatie voor extra kolfkracht

- Zachte massagekussens zorgen voor een natuurlijke toeschietreflex, net als een baby
- Subtiel vacuüm imiteert het zuigen van je baby voor een constante stroom

Handzaam en discreet

- Eenvoudig in elkaar zetten en gebruiken

Kenmerken

Gepatenteerd massagekussentje



De vijf zachte massagepunten van de Philips Avent-borstkolf trekken samen en ontspannen tijdens het kolven om samen met het vacuüm het zuigen van je baby na te bootsen.

Met geïsoleerde reistas + koelelementen



Alles wat je nodig hebt om de melkproductie te behouden, melk af te kolven en te bewaren wanneer je niet in de buurt van je baby bent.

Zachte zuigkracht

De zachte zuigkracht imiteert het zuigen van je baby om te zorgen voor een constante melkhoeveelheid, zodat je minder lang hoeft te kolven.

Zachte massagekussens



De gepatenteerde massagekussens van de Philips Avent-borstkolf bewegen op en neer en simuleren zo het zuigen van de baby, waardoor een snelle en natuurlijke toeschietreflex moet worden gestimuleerd.

Eenvoudig in elkaar zetten en gebruiken



Geruisloos en gemakkelijk te vervoeren.

Meer melk op natuurlijke wijze



Dankzij het afkolven is er altijd moedermelk beschikbaar, zelfs als je er zelf niet kunt zijn

Specificaties

Land van herkomst

Engeland

Materiaal

BPA-vrij*

Inclusief

Flessenstandaard/afsluiting gietgat: 1 stk
 125ml-bewaarflessen voor moedermelk: 2 stk
 ISIS Manual Breast Pump: 1 stk
 Extra zachte speen voor pasgeborenen: 1 stk
 IJskoelers: 2 stk
 Reserveonderdelen: 1 stk
 Microfiber insulated travel bag: 1 stk

Ontwikkelingsfasen

Stapje: 0 - 6 maanden



* 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

* Klinisch bewezen: moeders met premature baby's kolven meer melk af in 20 minuten dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele borstkolf (bij consecutief kolven).