




Philips  
Infraroodlamp

**300W**

Voor een diepe zonebehandeling  
Instelbare hoek



PR3120/00

## Effectieve\* verlichting van pijn zonder medicijnen

### Klinisch bewezen technologie\*

Verlicht uw spier- en gewrichtspijn zonder medicijnen. Onze klinisch bewezen technologie verhoogt plaatselijk de bloedcirculatie om uw spieren te helpen herstellen en uw spier- en gewrichtspijn te verminderen.

#### **Bewezen gezondheidsvoordelen**

- Klinisch bewezen
- Geclassificeerd medisch apparaat

#### **Zonebehandeling**

- Lokale verlichting van pijn

#### **Effectieve\* verlichting van pijn**

- Pijnverlichting en verbeterde mobiliteit
- Helpt het lichaam op een natuurlijke manier genezen

**PHILIPS**

# Specificaties

## Specifieke behandeling

- Behandelingsgebied: 40 x 30 cm
- Infrarood halogeenlamp: 300 W

## Technische specificaties

- Snoerlengte: 250 m
- Vermogen: 300 W
- Spanning: 110 V of 220-230 volt
- Frequentie: 50-60 Hz
- Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
- Lifetime of lamp: 500 uur

## Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product: 18,0 x 20,6 x 31,6 cm
- Gewicht van het product: 2 kg
- Afmetingen F-doos: 22,3 x 24,9 x 33,4 cm

## Logistieke gegevens

- Land van herkomst: Hongarije

## Veiligheid

- IEC certified: IEC 60601-1, 3e editie
- Automatische uitschakeling na 30 minuten

## Gebruiksvriendelijk

- Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)
- 1 handvat + 1 handgreep
- Mechanische timer

## Medische apparatuur

- Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD): 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

# Kenmerken

## Effectieve\* verlichting van pijn

Onze klinisch bewezen technologie biedt verlichting van spier- en gewrichtspijn zonder gebruik van medicijnen. De InfraCare PR3120 stimuleert de lokale bloedsomloop en verhoogt de lokale toevoer van zuurstof voor een effectieve zonebehandeling. Deze inturn biedt een ontspannende invloed op het getroffen gebied en helpt bij het effectieve\* herstel van pijn.

## Diepe infraroodbehandeling

InfraCare is ontworpen om de krachtigste infraroodgolven de diepste lagen van de huid binnen te laten dringen. Infraroodwarmte versnelt de lokale bloedsomloop, waardoor metabolische eindproducten en kooldioxide sneller uit het spierweefsel worden afgevoerd.

## Klinisch bewezen

Betrouwbare technologie die wordt gebruikt door professionals. Het is klinisch bewezen dat deze technologie tot een meetbare verbetering van de gewrichtsfuncties leidt\*. InfraCare leidt bewezen tot een aanzienlijke vermindering van pijn bij 71% van patiënten met reumatoïde artritis en bij 72% van patiënten met lage rugpijn\*.

## Geclassificeerd medisch apparaat

Een veilige en effectieve manier voor het behandelen van uw pijn. InfraCare voldoet aan de standaard IEC 60601-1 3e editie voor medische hulpmiddelen.

## Instelbare hoek

De InfraCare 300 W lamp kan gemakkelijk onder een hoek van 0 tot 40 graden worden geplaatst om pijn op een comfortabele en een effectieve\* manier te verlichten.



Publicatiedatum  
2023-05-04

Versie: 2.0.2

EAN: 87 10103 79745 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* W. Siems, et al (2010): "Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation", Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319