



Philips ISIS  
Flexible pour tire-lait  
électronique

tire-lait électrique double

SCF934

## Connecte différentes parties de votre tire-lait

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce tube en plastique relie le boîtier du tire-lait au moteur. Il est compatible avec tous les tire-laits électroniques doubles Philips Avent.

### **Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

**PHILIPS**

Flexible pour tire-lait électronique  
tire-lait électrique double

# Caractéristiques

## Pièce remplaçable

- Adaptée aux types de produits :: SCF314/02,

SCF304/02, SCF294/02

SCF934/01

# Points forts

## Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication  
2024-06-26

Version: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)