

PHILIPS

Infraroodlamp

HP3614



Biedt verzachting bij spierpijn en verkoudheid

Diepe, gerichte warmte

De infraroodlamp van Philips verzacht pijn in de spieren en gewrichten. De infraroodwarmte van 100 watt voelt comfortabel aan en dringt diep door in de huid, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit biedt gerichte verzachting in een gebied van 20 x 30 cm.

Philips - de lichtdeskundige

- Al meer dan 15 miljoen infraroodlampen verkocht

Kenmerken

Philips - de lichtdeskundige

Philips is wereldwijd één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van verlichting en heeft al meer dan 100 jaar

ervaring op dit terrein. Philips heeft over de hele wereld meer dan 15 miljoen infraroodlampen verkocht.

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Product dimensions: 20,0 x 12,0 x 16,0 (H x W x D) cm

Product weight: 0,5 kg

Gebruiksvriendelijk

Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)

Technische specificaties

Power: 100 W

Cord length: 1,6 m

Voltage: 220/230 V

Frequency: 50 Hz

Gewicht en afmetingen

Afmetingen A-doos: 22,4 x 26,2 x 58,8 (H x W x D) cm

Gewicht F-doos: 1 kg

Aant. op Europallet: 288 pcs

Gewicht A-doos: 3,1 kg

No. of F-boxes in A-box: 6 pcs

Afmetingen F-doos: 21,1 x 12,6 x 19,2 (H x W x D) cm

Technische specificaties

Insulation: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Type lampen: R95, 100 W

Lifetime of lamp: 750 sessies van 10 minuten

Veiligheid

IEC certified: Voldoet aan IEC 60335

Logistieke gegevens

Country of origin: Duitsland

Logistieke gegevens

CTV-code: 884361401000

Eenvoudig opbergen

Opbergvak voor snoer

