

PHILIPS

AVENT

新安怡 电动吸乳器

SCF902/01



安心舒适，轻松

舒适轻松的吸乳体验

飞利浦新安怡标准单边电动吸乳器可确保舒适而轻松的吸乳体验，最适合您和您的宝宝的需求。

提供五种设置，方便选择令您舒适地吸乳

- 五种设置具有简单的用户界面

静音马达可使吸乳不引人注意

- 在家和外出时都能营造安静舒心的吸乳环境

小巧轻便的吸乳器方便携带

- 便于随身携带

柔软花瓣按摩垫，刺激乳汁流出

- 柔软的硅胶花瓣垫

合适的吸力强度有助于吸乳

- 吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作
- 吸力的大小经过优化设计

产品亮点

五种设置，操作简单



从第一档轻柔刺激开始逐渐增强，进而选择最舒适的吸力。直观的用户界面和专门设计的暂停按钮令使用更方便。

吸力柔和的真空

吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作

吸力的大小经过优化设计



经优化设计的吸力强度，可轻柔作用于乳房，可帮助您快速吸乳，直至乳房清空。该设计将乳汁与空气流分开，以确保乳汁的卫生，并使清洁更轻松。

无干扰声



在家和外出时都能营造安静舒心的吸乳环境

柔软的硅胶花瓣垫



飞利浦新安怡吸乳器柔软的硅胶花瓣垫紧密贴合乳房，并轻柔地按摩乳头周围的区域，刺激乳汁快速分泌

便于随身携带



体积小巧，可以悬挂或平放使用。外出时使用 4 节 AA 电池（未包括）供电。另附收纳袋和吊链。

规格

瓶颈大小

标准口径

阶段: 0 至 6 个月

China

包装内物品

Extra soft newborn flow nipple: 1 pcs

不含双酚 A*

Bottle stand/funnel cover: 2 pcs

Sealing disc for milk storage: 1 pcs

包装内物品

吸乳器主体: 1 pcs

底座包含软管: 1 pcs

奶嘴上盖和螺旋盖: 1 pcs

备用隔膜: 1 pcs

储奶容器 (120 毫升/4 安士) : 1 pcs

