

PHILIPS

AVENT

Extrator de leite elétrico individual

Extraia em qualquer momento e lugar

Inclui almofadas massageadoras macias

Bico Pétala



SCF332/31



Mais conforto, mais leite*. Não importa a hora e o lugar.

Extrator de leite elétrico com almofada de massagem

Sente-se confortavelmente sem se inclinar para a frente enquanto a almofada macia de massagem estimula delicadamente seu fluxo de leite. Use nosso extrator silencioso a qualquer hora e em qualquer lugar, mesmo com pilhas. É fácil de configurar, personalizar, usar e limpar.

Estimula cuidadosamente o fluxo de leite

- Almofada confortável com pétalas massageadoras

Fácil de ajustar, extrair e limpar

- Poucas peças avulsas e modelo intuitivo
- Sistema fechado, projetado para uma extração higiênica
- Inclui bico e mamadeira Pétala para a sucção correta do bebê

Extrator silencioso para extração discreta a qualquer hora

- Projetado para extração silenciosa

Menos inclinação clinicamente comprovada*

- Posição mais confortável para extrair o leite graças ao design exclusivo

1 modo de estímulo e 3 ajustes de extração

- Escolha o ajuste eficaz e confortável para você

Destques

Posição relaxante



Com design exclusivo, o extrator de leite permite que o leite flua diretamente do seio para a mamadeira ou recipiente, até mesmo quando você estiver sentada em posição reta. Dessa forma, você poderá sentar-se de modo mais confortável durante a extração do leite: não é necessário inclinar-se para frente para alcançar o leite na mamadeira. Sentar-se de modo confortável e ficar relaxada ajuda o leite a fluir com mais facilidade.

Configurações simples à sua escolha

Quando ligado, o extrator começa a funcionar automaticamente no modo de estimulação delicada para extrair o leite. Em seguida, escolha um dos 3 ajustes de extração para deixar o fluxo de leite mais confortável para você.

Almofadas confortáveis



Nossas almofadas possuem uma textura aveludada que aquece a pele e garante um estímulo mais suave e confortável do fluxo de leite. A almofada perfeita foi projetada para

reproduzir cuidadosamente o movimento de sucção do bebê para estimular a descida do leite.

Sem leite derramado nos tubos



Sem leite derramado nos tubos.

Fácil de ajustar, extrair e limpar



Poucas peças avulsas e design intuitivo. Retire leite para seu bebê a qualquer momento.

Inclui mamadeira Péta



O bico largo em formato de seio estimula a pega correta do bebê, facilitando a amamentação alternada entre seio e mamadeira.

Bomba silenciosa

Projetado para extração discreta.

Especificações

Design

Design da mamadeira: Formato ergonômico, Gargalo largo

Design do extrator de leite: Design compacto

País de origem

England

Material

Mamadeira: Livre de BPA, Polipropileno

Bico: Livre de BPA, Silicone

Extrator de leite: Livre de BPA* (apenas para partes em contato com alimento)

O que está incluído

Disco de vedação para armazenamento de leite: 1 pcs

Mamadeira Péta de 125 ml: 1 pcs

Corpo do extrator de leite: 1 pcs

Unidade da base, incluindo tubos: 1 pcs

Embalagem para viagem: 1 pcs

Pacotes de amostra de absorventes para seio: 1 pacote (2 peças)

Almofada em tamanho padrão (19,5 mm): 1 unidade (de 19,5 mm, almofada maior vendida separadamente)

Absorventes descartáveis para seio: 4 pcs

Fácil de usar

Uso do extrator de leite: Fácil limpeza, Linha totalmente compatível, Montagem intuitiva

Funções

Não é necessário inclinar-se para frente:

Sente-se em uma posição confortável

Almofadas confortáveis: Estimulo confortável

Definições: 1 modo de estimulação, 3 opções de extração

Fases do desenvolvimento

Fase: 0 a 6 meses



* Conforto clinicamente comprovado: em um teste realizado em 110 mães nos EUA, Reino Unido, China e Rússia em março de 2016, as mães avaliaram os produtos Philips Avent com uma pontuação média de 6,8/10 no quesito conforto.

* Mais leite: pesquisas independentes apontam que pode haver uma ligação entre os níveis de estresse e a produção de leite. Consulte: www.philips.com/Avent

* Extrator de leite livre de BPA: somente partes associadas à mamadeira e às outras peças que entram em contato com o leite materno. De acordo com o da UE, 10/2011